












Attachement complet	Parties individuelles	Auxiliaires	Attachements type boule		
			N° d'article		
<b>PRECI-CLIX ATI</b>					
			<p>Attachement axial type boule pour prothèses acryliques. Partie mâle en plastique pour coiffes à tenon radiculaire. Logette en TITANAX (Ti-Al-V) avec partie femelle interchangeable en plastique avec 3 degrés de rétention. Possibilité de rotation: 10° <i>Utilisez la fraise creuse 1230 pour finir la partie mâle.</i></p> <p><b>Hauteur totale: 3,5 mm</b> <b>ø logette: 4 mm</b></p>	<p><b>Jeu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 logette pour partie femelle</li> <li>- 1 partie femelle en plastique jaune</li> <li>- 1 partie mâle en plastique</li> <li>- 1 cale d'épaisseur</li> <li>- 1 grande cale d'épaisseur</li> </ul>	1251
<b>PRECI-CLIX AP</b>					
			<p>Attachement axial type boule pour prothèses squelettées. Partie mâle en plastique pour coiffes à tenon radiculaire. Partie femelle interchangeable en plastique avec 3 degrés de rétention et auxiliaire de duplicata. Possibilité de rotation: 10° <i>Utilisez la fraise creuse 1230 pour finir la partie mâle.</i></p> <p><b>Hauteur totale: 3,35 mm</b> <b>ø auxiliaire de duplicata: 3,55 mm</b></p>	<p><b>Jeu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 partie femelle en plastique jaune</li> <li>- 1 partie mâle en plastique</li> <li>- 1 cale d'épaisseur</li> <li>- 1 grande cale d'épaisseur</li> <li>- 1 auxiliaire de duplicata</li> </ul>	1252
<b>PRECI-CLIX CV</b>					
			<p>Attachement axial type boule. Partie mâle dévissable en TITANAX (blanc, Ti-Al-V) avec anneau de base en IRAX (blanc, Au-Pt-Ir) pour l'incorporation dans la coiffe à tenon radiculaire, et à couler ou à souder. Logette en TITANAX (Ti-Al-V) avec partie femelle interchangeable en plastique avec 3 degrés de rétention. Possibilité de rotation: 10° <i>Utilisez le CEKA BOND (voir page 26) comme adhésif et le tournevis IMP-XS-042.</i></p> <p><b>Hauteur totale: 4,3 mm, ø logette: 4,3 mm</b></p>	<p><b>Jeu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 logette pour partie femelle</li> <li>- 1 partie femelle en plastique jaune</li> <li>- 1 partie mâle dévissable en TITANAX</li> <li>- 1 anneau de base en IRAX</li> <li>- 1 cale d'épaisseur</li> <li>- 1 grande cale d'épaisseur</li> </ul>	1261
<b>PRECI-CLIX RTI</b>					
			<p>Attachement type boule radiculaire pour prothèses acryliques. Tenon radiculaire en titane à sceller avec partie mâle dévissable en TITANAX (blanc, Ti-Al-V) et logette en TITANAX (Ti-Al-V) avec partie femelle interchangeable en plastique avec 3 degrés de rétention. Possibilité de rotation: 10° <i>Utilisez le CEKA BOND (voir page 26) comme adhésif et le tournevis IMP-XS-042.</i> <i>Utilisez le set de fraises 1226 pour préparer le canal radiculaire.</i></p> <p><b>Hauteur logette: 2,65 mm</b> <b>ø logette: 4 mm</b> <b>Longueur tenon radiculaire: 7 mm</b> <b>ø tenon radiculaire: 1,35 mm</b></p>	<p><b>Jeu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 logette pour partie femelle</li> <li>- 1 partie femelle en plastique jaune</li> <li>- 1 partie mâle dévissable en TITANAX</li> <li>- 1 tenon radiculaire en TITANAX à sceller</li> <li>- 1 cale d'épaisseur</li> <li>- 1 grande cale d'épaisseur</li> </ul>	1291
<b>PRECI-CLIX RP</b>					
			<p>Attachement type boule radiculaire pour prothèses squelettées. Tenon radiculaire en titane à sceller avec partie mâle dévissable en TITANAX (blanc, Ti-Al-V). Partie femelle interchangeable en plastique avec 3 degrés de rétention et auxiliaire de duplicata. Possibilité de rotation: 10° <i>Utilisez le CEKA BOND (voir page 26) comme adhésif et le tournevis IMP-XS-042.</i> <i>Utilisez le set de fraises 1226 pour préparer le canal radiculaire.</i></p> <p><b>ø auxiliaire de duplicata: 3,55 mm</b> <b>Longueur tenon radiculaire: 7 mm</b> <b>ø tenon radiculaire: 1,35 mm</b></p>	<p><b>Jeu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 partie femelle en plastique jaune</li> <li>- 1 partie mâle dévissable en TITANAX</li> <li>- 1 tenon radiculaire en TITANAX à sceller</li> <li>- 1 cale d'épaisseur</li> <li>- 1 grande cale d'épaisseur</li> <li>- 1 auxiliaire de duplicata</li> </ul>	1292
<b>SET POUR DENTISTES PRECI-CLIX</b>					
			<p>Set d'introduction pour dentistes. Contient tous les auxiliaires nécessaires, un set de fraises, 2 attachements type boule radiculaires PRECI-CLIX RTI et des parties femelles de réserve.</p>	<p><b>Set:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 x 1226</li> <li>- 1 x 1222</li> <li>- 1 x IMP-XS-042</li> <li>- 1 x RE H 2</li> <li>- 1 x RE H 14</li> <li>- 1 x 1234</li> <li>- 2 x 1291</li> <li>- CEKA BOND</li> </ul>	1299