

### ATTACHEMENTS CALCINABLES NORMALE-MICRO

# OT normal micro CAP castable system

Outil d'insertion (avec manche)  
Normal-Micro



Cléf de paralléliseur  
Normale-Micro





LOGEMENTS ACIER  
NORMAL-MICRO





COIFFES DE RETENTION-NORMALE/MICRO

-  COIFFE  
Blanche - Standard
-  COIFFE  
Rose - Soft
-  COIFFE  
Jaune - Extra Soft
-  COIFFE  
Verte - Très élastique
-  COIFFE  
Noire - Sans rétention



BARRE CALCINABLE A DEUX SPHERES  
SPHERE CALCINABLE UNITAIRE  
Taille Normale-sphère ø 2,5 mm



BARRE CALCINABLE A DEUX SPHERES  
SPHERE CALCINABLE UNITAIRE  
Taille Micro-sphère ø 1,8 mm