


COIFFES CLASSIQUES

2 TAILLES DISPONIBLES: NORMALE ET MICRO
LES COULEURS CORRESPONDENT A DIVERSES VALEURS DE RETENTION




COIFFE BLANCHE RETENTION STANDARD
 Elasticité légère, remplacement des coiffes: 1 fois par an
 Rétention en grammes: Normale de 1200 à 1300 gr.
 Micro de 1000 à 1100 gr.



COIFFE ROSE RETENTION SOFT
 Élastique, sensible à la température du corps.
 Remplacement des coiffes: 1 fois par an
 Rétention en grammes: Normale de 600 à 750 gr.
 Micro de 500 à 550 gr.




COIFFE JAUNE RETENTION EXTRA SOFT
 Très élastique, sensible à la température du corps.
 Remplacement des coiffes: 1 fois par an
 Rétention en grammes: Normale de 500 à 550 gr.
 Micro de 450 à 500 gr.



COIFFES VERTS caractéristiques:
 rétention très élastique
 peu hygroscopique, adhérence optimale à la sphère.



COIFFES TITAN-CAP caractéristiques:
 coiffe à longévité, importante à utiliser avec les sphères
 en titane usiné.
 Partie interne en titane, partie externe élastique



COIFFES NOIRES caractéristiques:
 coiffe de travail (économique) sans rétention, pour
 polymérisation, polissage ...PAS DE PORT EN BOUCHE


Dans la série "coiffes de rétention classiques" il existe une version plus rétentive (avec le diamètre intérieur plus faible). Pour commander ajouter au code normal le sigle: **D.R.8** (exemple: code 040CRN **+D.R.8**)



COIFFES COULEUR OR SUPER RÉSILIENT ÉLASTIQUE LÉGÈREMENT
 Caractéristiques:
 Ces coiffes sont indiqués en prothèse overdenture où il nécessite
 résilience et un fléchissement vertical.
 Tenue en grammes: Normale de 450 aux 500 gr.
 Micro de 250 aux 300 gr.




COIFFES COULEUR ARGENTÉ ÉLASTIQUE GOMMEUSES
 Caractéristiques:
 Ces coiffes sont indiqués en prothèse overdenture, où il nécessite
 un fléchissement vertical et une tenue au début peu traumatique.



Logement à souder

Les logements préfabriqués
 sont utilisés pour contenir les
 coiffes de rétention.
 Existent en 2 tailles et 2 types:
TÊTE PLATE
 pour ancrage résine
TÊTE ARRONDIE
 pour souder au squeletté



Logement pour ancrage