

HIGH TRANSLUCENT (HT)

POUR LES RESTAURATIONS
FULL ZIRCONIE ET LES ARMATURES



LA PLUS GRANDE RÉSISTANCE
À LA FACTURE SUR LE MARCHÉ
DENTAIRE GLOBALE

EN BLANC ET EN 4 TEINTES



COMPATIBLE AVEC TOUS LES SYSTÈMES
(71,95,98,100 mm)

RÉSISTANCE À LA FRACTION JUSQU'À 16 MPa√a
UNE RÉSISTANCE À LA FLÉXION JUSQU'À 1400 MPa

APPLICATIONS:

FULL ZIRCONIE, ARMATURES, INLAYS, ONLAYS,
COURONNES, CHAPES

HAUTE QUALITÉ EUROPÉENNE

POURQUOI KEROX HT?

- Un stress mécanique à long portée peut générer des microfissures voir des écailllements sur la dent. Ce stress est complètement supporté par une résistance à la fraction plus importante.
- La zircone normale dispose d'une résistance à la fraction de 4 ou 5, celle de KEROX: 16!
- Un grand avantage pour le dentiste, un bénéfice pour le patient




30 ANS D'EXPÉRIENCES
DANS LA CÉRAMIQUE

CFAO - SYSTÈME OUVERT - 98mm, ZIRCON HAUT TRANSLUCIDE (HT)

Épaisseurs disponibles : 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25mm

RÉSISTANCE A LA FRACTION DES MARQUES DENTAIRES



Marques concurrentes

Noritake, DentalDirekt, Originlive, KaVo, Vita, LAVA 3M,
Crystal HS, Metoxit, BruxZir, White Peaks, Sagemax, Argen, Talladium



World Class Customer Support

KEROX LTD.

Kerox street 1, Sósút, 2038 Hungary-EU

Phone: +36 23 560 700 EXT155

Fax: +36 23 545 215

E-mail: info@keroxdental.net

www.keroxdental.com