

Ball Head System® Solutions

Travailler sûrement et efficacement



Ball Head System® Solution

Un concept révolutionnaire de connexion

30° de liberté

100% d'efficacité au serrage

Excellence Performance mécanique
Sécurité: Intégrité de la tête garantie



Liberté du design

Esthétique et fonction grâce à l'axe

30° de liberté pour vos réalisations
Une accessibilité facilitée
Un gain de temps



BHS Handler

Servir les dentistes et assurer une hygiène irréprochable

Packaging unique
Excellente préhension
Comfortable à utiliser et sécurité pour le dentiste



Ball Head System, S.L.

Av. Garrigues 17, 25001 Lleida, Spain
Tel +34 973 831 391 | 618 280 599
www.bhs30.com | info@bhs30.com

SODIMED - Distributeur
187 Rue Jean Dausset
Tel 04.90.85.29.00 |
www.sodimed.com |
service.commercial@sodimed.com


Visiter notre site



BHS ORIGINAL
PATENTED SYSTEM



BHS30



BHS30

















































































































30° de Liberté

SODIMED - Distributeur
187 Rue Jean Dausset
Tel 04.90.85.29.00 |
www.sodimed.com |
service.commercial@sodimed.com

www.bhs30.com

BHS
SOLUTIONS CATALOG

BHS Compatibilités

			Ti Screw	Lab Screw	BHS Screwdriver	DIRECT CASTING Calcifiable						SURCOULE CASTING + SOUDURE CrCo SINTERING + SOUDURE CrCo MILLING + SOUDURE					COULEE + COLLAGE						
						Rotationnel			Non Rotationnel			Base Cr Co		Interface Surcoulable			Base titanium		Pilier à coller				
						30	20	10	30	20	10	Rotationnel	Non Rota	30	20	10	Rotationnel	Non Rota	30	20	10		
Nobel		NP	Ø 3,5																				
		Brånemark HE	RP	Ø 4,1		✓																	
		WP	Ø 5,0			✓																	
		Replace	RP	Ø 4,3			✓																
		Active	RP	Ø 4,3			✓																
		MultiUnit	RP	Ø 4,8			✓	*	*	*				*					*				
Biomet 3i	Certain	RP	Ø 4,3			✓																	
Straumann	Octa Intern	RP	Ø 4,8			✓																	
	Synocta	RP	Ø 4,8			✓																	
	Bone Level	RP	Ø 4,1			✓																	
	Multi Base	RP	Ø 4,8			✓	*	*	*														
Zimmer	Internal Hex	RP	Ø 4,5			✓																	

Les marques citées sont des marques déposées et la société BHS n'est ni affiliée et appartient aux marques respectives. Les photos de ce catalogue ne sont pas contractuelles.