

SODIMED

ALLIAGES ET ATTACHEMENTS DENTAIRES

ZAC Pôle Agroparc

631, chemin des Meinajariès - BP 91565

84916 AVIGNON Cedex

Tél. 00 33 (0)4 90 85 29 00

Email : service.commercial@sodimed.com

www.sodimed.com

GAMME ALLIAGES DENTAIRE DE SODIMED

DENOMINATION	APPLICATIONS	TYPE	COULEUR	AU OR	PT PLATINE	PD PALLADIUM	AG ARGENT	IR IRRIDIUM	CU CUIVRE	ZN ZINC
--------------	--------------	------	---------	-------	------------	--------------	-----------	-------------	-----------	---------

ALLIAGES POUR BRIDGES ET COURONNES

SODIMED METEOR	3,4	III	JAUNE	59,8	•	3,75	21,7	0,05	13,45	1
SODIMED SOLEOR	2,3	III	JAUNE	50	•	5	32,5	0,05	11,45	1
SODIMED GALAXEOR	2,3	III	JAUNE PALE	20	•	19,97	40	0,03	•	2
SODIMED URANEOR	3,4	IV	BLANC	10	0,5	20	65	•	2,5	•
SODIMED 22K	1	I	JAUNE	91,7	•	•	6	•	2,33	•

ALLIAGES POUR CERAMIQUES

SODIMED CERAMEOR J	5,6	PFM	JAUNE	88,4	9,5	•	•	0,1	•	0,5
SODIMED CERAMEOR R	5,6	PFM	JAUNE	75,1	•	12	10	0,1	•	•
SODIMED CERAMEOR B	5,6	PFM	BLANC	51,5	•	37,5	•	•	•	6
SODIMED A 400	5,6	PFM	BLANC	40	•	40	10	•	•	•

ALLIAGE SEMI PRECIEUX POUR AIMANT DENTAIRE

SODIMED ALLIAGE MAGNETIQUE M	7	IV	BLANC	•	0,8	56,4	•	•	•	•
------------------------------	---	----	-------	---	-----	------	---	---	---	---

DENOMINATION	SN SELENIUM	IN INDIUM	GA GALLIUM	CO COBALT	AUTRES	INTERVALLE DE FUSION	TEMPERATURE DE COULEE	DENSITE
--------------	-------------	-----------	------------	-----------	--------	----------------------	-----------------------	---------

ALLIAGES POUR BRIDGES ET COURONNES

SODIMED METEOR	•	0,25	•	•	•	871-927	1010	14
SODIMED SOLEOR	•	•	•	•	•	843-927	1010	13,4
SODIMED GALAXEOR	•	18	•	•	•	879-927	1010	11,8
SODIMED URANEOR	1	1	•	•	•	1010-1030	1140	11,4
SODIMED 22K	•	•	•	•	•	1010-1030	1130	18,2

ALLIAGES POUR CERAMIQUES

SODIMED CERAMEOR J	•	0,5	•	•	Mn(1,0)	1050-1160	1260	18,9
SODIMED CERAMEOR R	1	•	•	•	•	1174-1204	1288	16,2
SODIMED CERAMEOR B	2,4	2,4	•	•	Ru(0,2)	1160-1250	1350	14,4
SODIMED A 400	•	8,8	•	•	Ru(0,2)	1120-1260	1400	12,8

ALLIAGE SEMI PRECIEUX POUR AIMANT DENTAIRE

SODIMED ALLIAGE MAGNETIQUE M	•	1,4	•	38,8	•	1190-1235	1400	9,2
------------------------------	---	-----	---	------	---	-----------	------	-----

APPLICATIONS

1 - Inlays
 2 - Inlays-onlays couronnes 3/4
 3 - Couronnes coulées, mod 3/4 inlaycore

4 - Restaurations occlusales, implants supra structures, bridges de grande portée
 5 - Céramiques unitaires et petits bridges

6 - Céramiques unitaires, bridges de longue portée
 7 - Aimants dentaires