

emexact[®]

Soluciones protésicas dentales



Catálogo de producto

© EM Exact, S.A. Todos los derechos reservados

Las imágenes publicadas no tienen carácter contractual.

Este catálogo va dirigido exclusivamente a profesionales del sector dental.

Todos los demás nombres, marcas y marcas comerciales se utilizan exclusivamente con fines de identificación, pudiendo tratarse de marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.

emexact®

Soluciones protésicas dentales

Compatibilidad
Comodidad
Exactitud

EM Exact, S.A. diseña, desarrolla, fabrica y comercializa aditamentos protésicos dentales con el conocimiento que dan cerca de 60 años de experiencia en el sector dental, ofreciendo productos que ahorran tiempo y dinero y que garantizan prótesis estéticas y funcionales.

Partiendo de las mejores materias primas, fabricamos nuestros productos utilizando procesos capaces y estables, considerando la integridad personal, la creatividad y la innovación como partes primordiales de nuestro reto diario a la mejora continua.

Éste es el secreto de la alta calidad de nuestros productos.




emexact® comprometido con la precisión de sus componentes

Los profesionales que se desenvuelva en el campo odontológico (una especialidad que incluye la praxis técnica a la par que condicionamientos estéticos), estará de acuerdo en que la precisión es un factor determinante en todos los procesos implicados.

Desde el desarrollo de estrategias clínicas e implantológicas y el diseño de sistemas protésicos, hasta la fabricación de cada uno de los componentes necesarios, con una oferta de los mismos que satisfaga las exigencias actuales en cuanto a calidad y precio, nada escapa a la medida exacta, precisa, meridiana.

EM Exact, S.A. personifica todos estos valores en un conjunto abierto de ventajas para los clientes, y son nuestros distribuidores los encargados de hacer llegar las ventajas de nuestros productos a todos los que son capaces de elegir inteligentemente. Mas información en nuestra web www.emexact.com





Calidad

Nuestra empresa dispone de la mejor tecnología para controlar y mantener la máxima calidad en todos sus procesos: fabricación, limpieza y envasado.

EM Exact, S.A. dispone de licencia de fabricación de productos sanitarios expedida por la AEMPS, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.



Durante el proceso de fabricación, todos los productos se inspeccionan en cada una de sus fases. Para garantizar también el correcto funcionamiento de todos nuestros productos, se realiza un control unitario antes de continuar con la fase de envasado.

Todos los productos cumplen el Reglamento (UE) 2017/745 y posteriores modificaciones. Disponemos de Sala Blanca con clase 100.000 del Federal Standard 209D e ISO Clase 8 del Estándar ISO 14644-1.

Nuestro Sistema de Gestión de Calidad está certificado s/norma ISO 13485 para el diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de aditamentos protésicos dentales y sus accesorios.



Instrucciones de uso en www.emexact.com



QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001:2015



QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
ISO 13485:2016


Componentes de la etiqueta



Nº	Símbolo	Descripción
1	UDI	Soporte físico UDI
2	REF	Referencia
3	LOT	Número de Lote
4	#	Modelo
5	⊗	Producto de un solo uso
6	MD	Producto Sanitario
7	⚠	No estéril
8	CE 0051	Marcado de Conformidad CE incluye ON (0051)
9	🕒	Fecha de Caducidad
10	📖	Sitio web para las instrucciones de uso
11	🏭	Fabricante
12	⚠	Contiene sustancias peligrosas
13	⚠	¡Atención!

Simbología por clase de producto	REF	LOT	#	🕒	⊗	📖	🏭	⚠	CE 0051	CE	MD	UDI	⚠	🏭
Productos de Laboratorio	•	•	•		•	•	•							•
Productos de Clase I <i>Dispositivos dentales y accesorios</i> <i>De uso a corto plazo</i>	•	•	•	•		•		•		•	•	•		•
Productos de Clase II b <i>Componentes protésicos y Pilares</i> <i>De uso prolongado</i>	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•		•
Productos de Clase II b con Cobalto <i>(contiene sustancias peligrosas)</i> <i>Componentes protésicos y Pilares</i> <i>De uso prolongado</i>	•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•

Digital Workflow emexact®



Soluciones para prótesis digitales

EM Exact S.A, afronta el reto que significa la digitalización en la producción de prótesis con soluciones prácticas y eficaces.

La tecnología aplicada en la odontología para producir rehabilitaciones en el laboratorio, está revolucionando la forma de practicar la odontología. Las soluciones digitales facilitan el diseño y la fabricación de complejas rehabilitaciones estéticas y duraderas.

EM Exact, presenta una nueva línea de productos emexact® Digital Workflow para que puedan realizar sus trabajos en CAD/CAM.

Librerías para software CAD/CAM

Con la gama de productos emexact® Digital Workflow, tendrán acceso a una extensa línea de soluciones en aditamentos y recursos para todo el proceso de creación de sus prótesis de manera digital. Disponemos de librerías compatibles con los principales softwares CAD/CAM como:



Cumplimiento del Reglamento (UE) 2017/745
y posteriores modificaciones.




Consulte todas las compatibilidades en www.emexact.com



Proximamente en nuestro e-Commerce

Estamos preparando nuestro e-Commerce para que nuestros clientes y distribuidores puedan hacer sus pedidos en línea.



Productos

emexact[®]
Soluciones protésicas dentales



Alpha-Bio [®] 3,5	41	Klockner [®] 4,2 - hex. 3,0 SK - SK2	30	Phibo [®] TSH S2.....	20
Ankylos [®] C/X	65	Klockner [®] 5,5 - hex. 3,0	30	Phibo [®] TSH S3-S4.....	20
Astra Tech Implant System™ UniAbutment 20° ...	74	Klockner [®] Essential [®] 4.5	76	Phibo [®] TSH S5.....	20
Astra Tech Implant System™ UniAbutment 45° ...	74	Klockner [®] Essential [®] 6.0.....	76	Proclinic [®] HE 3,25 mm	33
Astra Tech Implant System™ 3.0	61	Microdent System [®] 4,2 - hex. 3,0 M, MV	22	Straumann [®] Bone Level - Multi-base NC.....	55
Astra Tech Implant System™ 3.5/4.0	61	Microdent System [®] 5,1 - hex. 3,0 M, MV	22	Straumann [®] Bone Level - Multi-base RC.....	55
Astra Tech Implant System™ 4.5/5.0	61	Microdent System [®] 5,1 - hex. 2,7 SU	24	Straumann [®] Bone Level - Variobase [®]	55
Astra Tech Implant System™ EV 3.6.....	64	Microdent System [®] 4,1 - hex. 2,7 SU	24	Straumann [®] Bone Level NC	55
Astra Tech Implant System™ EV 4.2.....	64	Nobel Biocare [®] / Multi-unit 4,8	69	Straumann [®] Bone Level RC	55
Astra Tech Implant System™ EV 4.8.....	64	Multi-unit 4,8 - New Multi-unit 4,8.....	71	Straumann [®] Octa [®] Synocta [®] 4,8 RN	53
BioHorizons [®] Ø3,5	33	NeoBiotech IS S-N.....	66	Straumann [®] Octa [®] Synocta [®] 6,5 WN	53
Biomet 3i [®] OSSEOTITE [®] 3.25mm	28	NeoBiotech Ø5.2	66	Straumann [®] Tissue Level [®] 4,8 RN.....	50
Biomet 3i [®] OSSEOTITE [®] 4.0mm	28	Nobel HE 3,5 - hex 2,4	12	Straumann [®] Tissue Level [®] 6,5 WN.....	50
Biomet 3i [®] OSSEOTITE [®] 5.0mm	28	Nobel HE 4,1 - hex 2,7.....	12	Sweden & Martina [®] DAT.....	65
BTI Tiny [®] 3,5 - hex. 2,5	16	Nobel HE 5,0 - hex 2,7	12	Sweden & Martina [®] DAT-N	65
BTI externa [®] universal - 4,1- hex. 2,7	16	Nobel HE 5,0 - hex 3,4.....	12	Sweden & Martina [®] HE 3,0 - hex 2,4 Outlink²..	32
BTI externa [®] ancha - 5,5 - hex. 3,3	16	NobelActive™ 3.0.....	58	Sweden & Martina [®] HE 3,3 - hex 2,4 Outlink²..	32
BTI interna [®] 3,5 cuatrilobulada	77	NobelActive™ NP - hex 2,25.....	58	Sweden & Martina [®] HE 4,1SP - hex 2,4 Outlink²..	32
BTI interna [®] 4,1 cuatrilobulada.....	77	NobelActive™ RP - hex 2,65.....	58	Sweden & Martina [®] 3,5 octágono interno.....	76
Camlog [®] 3,3mm	49	NobelReplace [®] ReplaceSelect™ NP	46	Zimmer Biomet [®] Screw-Vent 3,5	35
Camlog [®] 3,8mm	49	NobelReplace [®] ReplaceSelect™ RP	46	Zimmer Biomet [®] Screw-Vent 4,5	35
Camlog [®] 4,3mm	49	NobelReplace [®] ReplaceSelect™ WP.....	46	Zimmer Biomet [®] Screw-Vent 5,7.....	35
Camlog [®] 5,0mm.....	49	Osstem Implant GS.....	66	Zimmer MIS [®] Seven Narrow 3,3.....	38
Certain [®] NP - 3,4.....	44	Osstem Implant TS	66	Zimmer MIS [®] Seven Standard 3,75 / 4,2	38
Certain [®] RP - 4,1	44	Oxtein MINI Ø3,3	34	Zimmer MIS [®] Seven Wide 5,0 / 6,0.....	38
Certain [®] WP - 5,0	44	Oxtein RP Ø4,1	34		
Certain [®] XP - 6,0	44	Oxtein WP Ø5,0.....	34		

Conexiones

HE Hexágono Externo			HI Hexágono Interno			CIH Cónica Interna Hexalobulado			CE Cono Externo		
	Nobel Biocare® Brånemark System®	12		Zimmer Biomet®	35		NobelActive™	58		Nobel Biocare® / Multi-unit	68
	BTI® Tiny / BTI externa® / BTI® ancha	16		Zimmer Mis® Seven®	38	CI Cónica Interna				Nobel Biocare® / New Multi-unit	71
	Phibo® TSH®	20		Alpha-Bio®	41		Astra Tech Implant System™	61		Astra Tech Implant System™ 20° 45°	74
			DI Dodecaedro Interno								
	Microdent System®	22		Zimmer Biomet® Certain®	44		Astra Tech Implant System™ EV	64	OI Octágono Interno		
	Biomet 3i® OSSEOTITE® - MicroMini®	28	TI Trilobulado Interno				Ankylos®	65		Klockner® Essential®	76
	Klockner®	30		NobelReplace® Replace Select™	46		Sweden & Martina®	65		Sweden & Martina®	76
	Sweden & Martina®	32	OI Octágono Interno				Neo Biotech®	66	CLI Cuatrilobulada Interna		
	BioHorizons®	33		Straumann® Tissue Level®	50		Ostem® Implant	66		BTI interna®	77
	Proclinic®	33	CI Cónica Interna								
				Straumann® Octa® Synocta®	53						
				Straumann® Bone Level®	55						


Hexágono Externo compatible: Nobel Biocare® Brånemark

	# TOC Pilares cicatrización Titanio Gr 5 	# PTR Transfers Titanio Gr 5 	# PSC Scanbody PEEK 	# ANI Análogos de implante Inox	# AND Análogos digitales Titanio Gr 5	# PCR Pilares cementación rectos Titanio Gr 5 	# PCA Pilares cementación angulados Titanio Gr 5 	# CCL Calcinables Poliacetil
3,5 - hex 2,4 			 25018_EM	 5222	 8378			 Ant. 5220  Rot. 5221
4,1 - hex 2,7 	M2 - 1,20  H-2 5537  H-3 5538  H-4 5539  H-5 5556 M2 - 1,25  H-2 5527  H-3 5528  H-4 5529  H-5 6305	 C.C. 5696  C.A. 5853  C.C. Ant. 5676  C.A. Ant. 5852 Anodizado  C.A. Rot. 7943	 25002_EM	 5098	 8356	 Ant. 5128  Rot. 5129  Ant. 7981 Anodizado	 Ant. 5821  Rot. 5822	 Ant. 5115  Rot. 5102  Ant. 7050  Rot. 7049
5,0 - hex 2,7 			 25002_EM	 5082	 8377			 Ant. 5106  Rot. 5105
5,0 - hex 3,4 			 25019_EM	 5070				 Ant. 5072  Rot. 5071

Hexágono Externo compatible: Nobel Biocare® Brånemark

 HE	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 	# PDT Puntas destornillador emexact® Inox 	# TAB Tornillos angulados BHS Titanio Gr 5
3,5 - hex 2,4 	30° Ant. BHS07010 20° Ant. BHS07012 10° Ant. BHS07014 30° Rot. BHS07011 20° Rot. BHS07013 10° Rot. BHS07015	M1,6 - Unigrip 5223 8032 GoldGrip® 8024 HardGrip®	1,20 6017 L20mm 6020 L25mm 6022 L35mm 1,20 TiN 6018 L20mm 6021 L25mm 6023 L35mm	Uso en clínica  + transportador BHS02005 M1,6 L6,5 BHS02005S Laboratorio M1,6 L6,5 BHS02006S Anodizado
4,1 - hex 2,7 	30° Ant. BHS07001 20° Ant. BHS07004 10° Ant. BHS07007 0° Ant. BHS07420 30° Rot. BHS07002 20° Rot. BHS07005 10° Rot. BHS07008 0° Rot. BHS07421	M2 - 1,20 5066 7148 GoldGrip® 7145 HardGrip® M2 - 1,25 5127 5847 GoldGrip® 7146 HardGrip® M2 - Unigrip 5118 8033 GoldGrip® 5825 HardGrip® M2 - 1,20 Top Thread 5558 8008 GoldGrip® 6178 HardGrip® M2 - 1,25 Top Thread 5848 8009 GoldGrip® 5992 HardGrip® M2 - 1,20 Short Head 8088 8090 GoldGrip® 8092 HardGrip® M2 - 1,25 Short Head 8089 8091 GoldGrip® 8093 HardGrip® Arandela de oro  Oro 5443	8318 L17mm 8319 L23mm 1,25 6011 L20mm 6014 L25mm 6016 L35mm 1,25 TiN 6012 L20mm 6015 L25mm 6019 L35mm 8320 L17mm 8321 L23mm Unigrip 6557 L20mm 6559 L25mm 6585 L35mm Unigrip TiN 6558 L20mm 6560 L25mm 6586 L35mm 6784 L20mm 6785 L25mm 8324 L17mm 8325 L23mm	Uso en clínica  + transportador BHS02001 M2 L6,5 BHS02001S Laboratorio M2 L6,5 BHS02002 Anodizado
5,0 - hex 2,7 	30° Ant. BHS07061 20° Ant. BHS07063 10° Ant. BHS07065 30° Rot. BHS07062 20° Rot. BHS07064 10° Rot. BHS07066	M2,5 - 1,20 5073 8034 GoldGrip® 8025 HardGrip®	6557 L20mm 6559 L25mm 6585 L35mm 6558 L20mm 6560 L25mm 6586 L35mm Unigrip 6784 L20mm 6785 L25mm 8324 L17mm 8325 L23mm	Uso en clínica  + transportador BHS02039 M2,5 L7,0 BHS02039S Laboratorio M2,5 L7,0 BHS02040 Anodizado
5,0 - hex 3,4 	30° Ant. BHS07218 20° Ant. BHS07220 10° Ant. BHS07222 30° Rot. BHS07219 20° Rot. BHS07221 10° Rot. BHS07223	M2,5 - 1,20 5073 8034 GoldGrip® 8025 HardGrip®	6557 L20mm 6559 L25mm 6585 L35mm 6558 L20mm 6560 L25mm 6586 L35mm Unigrip 6784 L20mm 6785 L25mm 8324 L17mm 8325 L23mm	Uso en clínica  + transportador BHS02039 M2,5 L7,0 BHS02039S Laboratorio M2,5 L7,0 BHS02040 Anodizado

Hexágono Externo compatible: Nobel Biocare® Brånemark

	# PDB Puntas destornillador BHS CE	# TAU Tornillos angulados UBH Titanio Gr 5 CE 0051	# PDU Puntas destornillador UBH Inox CE	# PBC Pilares sobrecolables CoCr CE 0051	# PTR Pilares transepiteliales rectos Titanio Gr 5 CE 0051	# PTA Pilares transepiteliales angulados Poliacetal CE 0051	# PPR Pilares provisionales Titanio Gr 5 CE 0051	# PIN Interfases Titanio Gr 5 - TiN CE 0051
3,5 - hex 2,4 		 M1,6 UBH02005						 Ant. H-0.5 8404  Ant. H-1.5 8405  Ant. H-2.5 8406  Rot. H-0.5 8407  Rot. H-1.5 8408  Rot. H-2.5 8409
4,1 - hex 2,7 	Inox TiN 	 M2 UBH02501		 Ant. 6314 Rot. 6315	TiN  Ant. 1mm 8483  Ant. 2mm 8484  Ant. 3mm 8485  Ant. 4mm 8486  Ant. 5mm 8487  Cigomático 8222  Ant. H-1 5733  Ant. H-2 5458  Ant. H-3 5459  Ant. H-4 5460  Ant. H-5 5461  Ant. H-6 5462	 17° H-2 6312  17° H-3 6639  30° H-3 6313  30° H-4 6640	 Ant. 5855 Rot. 5854  Ant. 8016 PEEK Rot. 8015 PEEK	 Ant. H-0.4 7948  Ant. H-1.5 8292  Ant. H-2.5 8410  Rot. H-0.4 5090  Rot. H-1.5 8293  Rot. H-2.5 8411
5,0 - hex 2,7 	BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm		UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm					 Ant. H-0.5 8590  Ant. H-1.5 8304  Ant. H-2.5 8412  Rot. H-0.5 8593  Rot. H-1.5 8306  Rot. H-2.5 8413
5,0 - hex 3,4 		 M2,5 UBH02039						 Ant. H-0.4 8288  Ant. H-1.5 8304  Ant. H-2.5 8412  Rot. H-0.4 8289  Rot. H-1.5 8306  Rot. H-2.5 8413





Hexágono Externo compatible: Nobel Biocare® Brånemark

 HE	# PBC Bases BHS sobrecolado CrCo 	# CCC Chimeneas BHS sobrecolado CrCo Resina FP	# PBT Bases BHS cementado Ti 	# CCT Chimeneas BHS cementado Ti Resina FP	# PDL Pilares DualLock® Titanio Gr 5 - TiN 	#APD Sets DualLock® Retenciones Titanio Gr 5 Nylon, PEEK 
3,5 - hex 2,4 		   BHS04056 BHS04057 BHS04058	 Ant. BHS03010  Rot. BHS03011	   BHS04059 BHS04060 BHS04061	   DS10331 DS10332 DS10333    DS10334 DS10335 DS10336	Cada pilar DualLock® se sirve con un set de retenciones a escoger. Ver pag. 80 para consultar todos los accesorios disponibles. 
4,1 - hex 2,7 	 Ant. BHS03003  Rot. BHS03004	   BHS04001 BHS04005 BHS04009	 Ant. BHS03005  Rot. BHS03006	   BHS04018 BHS04019 BHS04020	    DS10401 DS10402 DS10403 DS104AN1.5     DS10404 DS10405 DS10406 DS104AN3.0	Set de prótesis Nylon DS00101 
5,0 - hex 2,7 						Set de prótesis PEEK Z DS00103 
5,0 - hex 3,4 					   DS10501 DS10502 DS10503    DS10504 DS10505 DS10506	Set de prótesis PEEK DSETPROT01 

Hexágono Externo compatible: BTI®

	# TOC Pilares cicatrización Titanio Gr 5 	# PTR Transfers Titanio Gr 5 	# PSC Scanbody PEEK 	# ANI Análogos de implante Inox	# AND Análogos digitales Titanio Gr 5	# PCR Pilares cementación rectos Titanio Gr 5 	# PCA Pilares cementación angulados Titanio Gr 5 	# CCL Calcinables Poliacetal
Tiny® 3,5 - hex. 2,5 				 7957	 8378			 Ant. 7961  Rot. 7960
externa® universal 4.1- hex. 2,7 	M2 - 1,20  5537  5538  5539  5556 M2 - 1,25  5527  5528  5529  6305	 5696  5853  5676  5852 Anodizado  7943	 25002_EM	 5098	 8356	 Ant. 5128  Rot. 5129  Ant. 7981 Anodizado	 Ant. 5821  Rot. 5822	 Ant. 5115  Rot. 5102  Ant. 7050  Rot. 7049
externa® ancha - 5,5 - hex. 3,3 			 25043_EM	 7967				

Hexágono Externo compatible: BTI®

 HE	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 	# PDT Puntas destornillador emexact® Inox 
Tiny® 3,5 - hex. 2,5 	 30° Ant. BHS07148  20° Ant. BHS07150  10° Ant. BHS07152  30° Rot. BHS07149  20° Rot. BHS07151  10° Rot. BHS07153	M2 - Unigrip  7958  8060 GoldGrip®	 1,20 6017 L20mm  1,20 6020 L25mm  1,20 6022 L35mm  1,20 TiN 6018 L20mm  1,20 TiN 6021 L25mm  1,20 TiN 6023 L35mm
externa® universal 4.1- hex. 2,7 	 30° Ant. BHS07001  20° Ant. BHS07004  10° Ant. BHS07007  0° Ant. BHS07420  30° Rot. BHS07002  20° Rot. BHS07005  10° Rot. BHS07008  0° Rot. BHS07421	M2 - 1,20  5066  7148 GoldGrip®	 1,25 8318 L17mm  1,25 8319 L23mm  1,25 TiN 6011 L20mm  1,25 TiN 6014 L25mm  1,25 TiN 6016 L35mm  1,25 TiN 6012 L20mm  1,25 TiN 6015 L25mm  1,25 TiN 6019 L35mm
externa® ancha - 5,5 - hex. 3,3 	 30° Ant. BHS07154  20° Ant. BHS07156  10° Ant. BHS07158  30° Rot. BHS07155  20° Rot. BHS07157  10° Rot. BHS07159	M2 - 1,25 Top Thread  5558  8008 GoldGrip®	 1,25 8320 L17mm  1,25 8321 L23mm  Unigrip 6557 L20mm  Unigrip 6559 L25mm  Unigrip 6585 L35mm  Unigrip TiN 6558 L20mm  Unigrip TiN 6560 L25mm  Unigrip TiN 6586 L35mm  Unigrip 6784 L20mm  Unigrip 6785 L25mm  Unigrip 8324 L17mm  Unigrip 8325 L23mm

Hexágono Externo compatible: BTI®

	# TAB Tornillos angulados BHS Titanio Gr 5 	# PDB Puntas destornillador BHS 	# TAU Tornillos angulados UBH Titanio Gr 5 	# PDU Puntas destornillador UBH Inox 	# PBC Pilares sobrecolables CoCr 	# PTR Pilares transepiteliales rectos Titanio Gr 5 	# PTA Pilares transepiteliales angulados Poliacetal 
Tiny® 3,5 - hex. 2,5 	Uso en clínica    + transportador M2 L5,8 BHS02013 BHS02013S	Laboratorio  M2 L5,8 BHS02014 Anodizado					
externa® universal 4.1- hex. 2,7 	Uso en clínica    + transportador M2 L6,5 BHS02001 BHS02001S	Laboratorio  M2 L6,5 BHS02002 Anodizado	Inox TiN  M2 UBH02501	 UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm	 Ant. 6314  Rot. 6315	TiN  Ant. 1mm 8483  Ant. 2mm 8484  Ant. 3mm 8485  Ant. 4mm 8486  Ant. 5mm 8487  Cigomático 8222  Ant. H-1 5733  Ant. H-2 5458  Ant. H-3 5459  Ant. H-4 5460  Ant. H-5 5461  Ant. H-6 5462	 17° H-2 6312  17° H-3 6639  30° H-3 6313  30° H-4 6640
externa® ancha - 5,5 - hex. 3,3 	Uso en clínica    + transportador M2 L5,8 BHS02013 BHS02013S	Laboratorio  M2 L5,8 BHS02014 Anodizado					





Hexágono Externo compatible: BTI®

 HE	# PPR Pilares provisionales Titanio Gr 5 	# PIN Interfases Titanio Gr 5 - TiN 	# PBC Bases BHS sobrecolado CrCo 	# CCC Chimeneas BHS sobrecolado CrCo Resina FP	# PBT Bases BHS cementado Ti 	# CCT Chimeneas BHS cementado Ti Resina FP	# PDL Pilares DuaLock® Titanio Gr 5 - TiN 	#APD Sets DuaLock® Retenciones Titanio Gr 5 Nylon PEEK 
Tiny® 3,5 - hex. 2,5 								Cada pilar DuaLock® se sirve con un set de retenciones a escoger. Ver pag. 80 para consultar todos los accesorios disponibles.
externa® universal 4.1- hex. 2,7 	 Ant. 5855  Rot. 5854  Ant. 8016 PEEK  Rot. 8015 PEEK	 Ant. H-0.4 7948  Ant. H-1.5 8292  Ant. H-2.5 8410  Rot. H-0.4 5090  Rot. H-1.5 8293  Rot. H-2.5 8411	 Ant. BHS03003  Rot. BHS03004	 30° RP BHS04001  20° RP BHS04005  10° RP BHS04009	 Ant. BHS03005  Rot. BHS03006	 30° RP BHS04018  20° RP BHS04019  10° RP BHS04020	 H-1 DS10401  H-2 DS10402  H-3 DS10403  H-4 DS10404  H-5 DS10405  H-6 DS10406  H-1.5 Ang. DS104AN1.5  H-3.0 Ang. DS104AN3.0	 Set de prótesis Nylon DS00101  Set de prótesis PEEK Z DS00103
externa® ancha - 5,5 - hex. 3,3 								 Set de prótesis PEEK DSETPROT01

Hexágono Externo compatible: Phibo®

HE	# PTR Transfers Titanio Gr 5	# PSC Scanbody PEEK	# ANI Análogos de implante Inox	# AND Análogos digitales Titanio Gr 5	# CCL Calcinables Poliacetal	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5	# PDT Puntas destornillador emexact® Inox	# TAB Tornillos angulados BHS Titanio Gr 5	
	CE	CE					CE 0051	CE		
TSH S2 	 C.A. 7976  C.A. Ant. 7975	 25047_EM	 8022	 8379	 Ant. 7977  Rot. 8007	 BHS07136  BHS07138  BHS07140  BHS07137  BHS07139  BHS07141	 7978  GoldGrip® 8123  HardGrip® 8124	 1,25  6011 L20mm  6014 L25mm  6016 L35mm	 + transportador BHS02035  M1,8 L6,55 BHS02035S	 M1,8 L6,55 BHS02036 Anodizado
TSH S3-S4 		 25002_EM				 BHS07001  BHS07004  BHS07007  BHS07420  BHS07002  BHS07005  BHS07008  BHS07421		 1,25 TiN  6012 L20mm  6015 L25mm  6019 L35mm	 + transportador BHS02001  M2 L6,5 BHS02001S	 M2 L6,5 BHS02002 Anodizado
TSH S5 		 25048_EM					 8312  GoldGrip® 8313  HardGrip® 8314	 8320 L17mm  8321 L23mm		

Hexágono Externo compatible: Phibo®

 HE	# PDB Puntas destornillador BHS 	# TAU Tornillos angulados UBH Tiranio Gr 5  0051	# PDU Puntas destornillador UBH Inox 	# PBC Bases BHS sobrecolado CrCo  0051	# CCC Chimeneas BHS sobrecolado CrCo Resina FP	# PBT Bases BHS cementado Ti TiN  0051	# CCT Chimeneas BHS cementado Ti Resina FP	# PDL Pilares DuaLock® Titanio Gr 5 - TiN  0051	#APD Sets DuaLock® Retenciones Ti Gr 5 Nylon PEEK 
TSH S2 		 M1,8 UBH02035						 DS36201 DS36202 DS36203 DS36204 DS36205	Cada pilar DuaLock® se sirve con un set de retenciones a escoger. Ver pag. 80 para consultar todos los accesorios disponibles. 
TSH S3-S4 	Inox TiN  BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm		Inox  UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm	Ant. BHS03003  Rot. BHS03004 	 30° RP BHS04001 20° RP BHS04005 10° RP BHS04009	Ant. BHS03005  Rot. BHS03006 	 30° RP BHS04018 20° RP BHS04019 10° RP BHS04020	 DS36341 DS36342 DS36343 DS36344 DS36345	Set de prótesis Nylon DS00101 
TSH S5 								 DS36502 DS36503	Set de prótesis PEEK Z DS00103  Set de prótesis PEEK DSETPROT01 

Hexágono Externo compatible: Microdent System®

 HE	# PSC Scanbody PEEK 	# ANI Análogos de implante Inox	# AND Análogos digitales Titanio Gr 5	# PCR Pilares cement. rectos  0051	# PTR Pilares transepitel. rectos  0051	# CCL Calcinables Poliacetal	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5  0051	# PDT Puntas destornillador emexact® Inox 
4,2 - hex. 3,0 M, MV 		 8014	 8373	Ant.  5835	Titanio Gr 5 Ant.  7980	 Ant. 8017  Rot. 8018	 30° Ant. BHS07332  20° Ant. BHS07334  10° Ant. BHS07336  30° Rot. BHS07333  20° Rot. BHS07335  10° Rot. BHS07337	 8019 M2 - 1,75  8125 GoldGrip®  8126 HardGrip® Arandela de oro  5443 Oro  0051	1,20  6017 L20mm  6020 L25mm  6022 L35mm  8318 L17mm  8319 L23mm 1,25  6011 L20mm  6014 L25mm  6016 L35mm  8320 L17mm  8321 L23mm Unigrip  6557 L20mm  6559 L25mm  6585 L35mm 1,25 TiN  6018 L20mm  6021 L25mm  6023 L35mm  6012 L20mm  6015 L25mm  6019 L35mm Unigrip TiN  6558 L20mm  6560 L25mm  6586 L35mm  8324 L17mm  8325 L23mm
5,1 - hex. 3,0 M, MV 	 25019_EM	 5594				 Ant. 5607  Rot. 5606			

HE compatible: Microdent System®

 HE	# TAB Tornillos angulados BHS Titanio Gr 5	# PDB Puntas destornillador BHS CE
4,2 - hex. 3,0 M, MV 	Uso en clínica   + transportador BHS02013	Laboratorio  M2 L5,8 BHS02014 Anodizado Inox TiN  BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm
5,1 - hex. 3,0 M, MV 	 M2 L5,8 BHS02013S	

Hexágono Externo compatible: Microdent System®

 HE	# TOC Pilares cicatrización Titanio Gr 5 	# PTR Transfers Titanio Gr 5 	# PSC Scanbody PEEK 	# ANI Análogos de implante Inox	# AND Análogos digitales Titanio Gr 5	# PCR Pilares cementación rectos Titanio Gr 5 	# PCA Pilares cementación angulados Titanio Gr 5 	# CCL Calcinables Poliacetal
4,1 - hex. 2,7 SU 	M2 - 1,20  H-2 5537  H-3 5538  H-4 5539  H-5 5556 M2 - 1,25  H-2 5527  H-3 5528  H-4 5529  H-5 6305	 C.C. 5696  C.A. 5853  C.C. Ant. 5676  C.A. Ant. 5852 Anodizado  C.A. Rot. 7943	 25002_EM	 5098	 8356	 Ant. 5128  Rot. 5129  Ant. 7981 Anodizado	 Ant. 5821  Rot. 5822	 Ant. 5115  Rot. 5102  Ant. 7050  Rot. 7049
5.1 - hex. 2,7 SU 				 5082				 Ant. 5106  Rot. 5105

Hexágono Externo compatible: Microdent System®

HE	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 CE 0051	# PDT Puntas destornillador emexact® Inox CE
4,1 - hex. 2,7 SU 	30° Ant. BHS07001 20° Ant. BHS07004 10° Ant. BHS07007 0° Ant. BHS07420 30° Rot. BHS07002 20° Rot. BHS07005 10° Rot. BHS07008 0° Rot. BHS07421 <td> M2 - 1,20 5066 GoldGrip® 7148 HardGrip® 7145 M2 - 1,25 5127 GoldGrip® 5847 HardGrip® 7146 M2 - Unigrip 5118 GoldGrip® 8033 HardGrip® 5825 M2 - 1,20 Top Thread 5558 GoldGrip® 8008 HardGrip® 6178 M2 - 1,25 Top Thread 5848 GoldGrip® 8009 HardGrip® 5992 M2 - 1,20 Short Head 8088 GoldGrip® 8090 HardGrip® 8092 M2 - 1,25 Short Head 8089 GoldGrip® 8091 HardGrip® 8093 Arandela de oro Oro 5443 CE 0051 </td> <td> 1,20 6017 L20mm 6020 L25mm 6022 L35mm 1,20 TiN 6018 L20mm 6021 L25mm 6023 L35mm 1,20 8318 L17mm 8319 L23mm 1,25 TiN 6012 L20mm 6015 L25mm 6019 L35mm 1,25 8320 L17mm 8321 L23mm Unigrip 6557 L20mm 6559 L25mm 6585 L35mm Unigrip 6784 L20mm 6785 L25mm Unigrip TiN 8324 L17mm 8325 L23mm </td>	M2 - 1,20 5066 GoldGrip® 7148 HardGrip® 7145 M2 - 1,25 5127 GoldGrip® 5847 HardGrip® 7146 M2 - Unigrip 5118 GoldGrip® 8033 HardGrip® 5825 M2 - 1,20 Top Thread 5558 GoldGrip® 8008 HardGrip® 6178 M2 - 1,25 Top Thread 5848 GoldGrip® 8009 HardGrip® 5992 M2 - 1,20 Short Head 8088 GoldGrip® 8090 HardGrip® 8092 M2 - 1,25 Short Head 8089 GoldGrip® 8091 HardGrip® 8093 Arandela de oro Oro 5443 CE 0051	1,20 6017 L20mm 6020 L25mm 6022 L35mm 1,20 TiN 6018 L20mm 6021 L25mm 6023 L35mm 1,20 8318 L17mm 8319 L23mm 1,25 TiN 6012 L20mm 6015 L25mm 6019 L35mm 1,25 8320 L17mm 8321 L23mm Unigrip 6557 L20mm 6559 L25mm 6585 L35mm Unigrip 6784 L20mm 6785 L25mm Unigrip TiN 8324 L17mm 8325 L23mm
	5.1 - hex. 2,7 SU 	30° Ant. BHS07061 20° Ant. BHS07063 10° Ant. BHS07065 30° Rot. BHS07062 20° Rot. BHS07064 10° Rot. BHS07066	

M2 - 1,20 Top Thread

5558


8008


6178

M2 - 1,25 Top Thread

5848


8009


5992

Arandela de oro

5443

M2 - 1,20 Short Head

8088


8090


8092


M2 - 1,25 Short Head

8089


8091


8093

Hexágono Externo compatible: Microdent System®

 HE	# TAB Tornillos angulados BHS Titanio Gr 5	# PDB Puntas destornillador BHS CE	# TAU Tornillos angulados UBH Titanio Gr 5 CE 0051	# PDU Puntas destornillador UBH Inox CE	# PBC Pilares sobrecolables CoCr CE 0051	# PTR Pilares transepiteliales rectos Titanio Gr 5 CE 0051	# PTA Pilares transepiteliales angulados Poliacetal CE 0051
4,1 - hex. 2,7 SU 	Uso en clínica CE 0051 	Laboratorio 	Inox TiN 		 Ant. 6314  Rot. 6315	 Ant. 1mm 8483  Ant. 2mm 8484  Ant. 3mm 8485  Ant. 4mm 8486  Ant. 5mm 8487  Ant. H-1 5733  Ant. H-2 5458  Ant. H-3 5459  Ant. H-4 5460  Ant. H-5 5461  Ant. H-6 5462	 17° H-2 6312  17° H-3 6639  30° H-3 6313  30° H-4 6640
5.1 - hex. 2,7 SU 	+ transportador M2 L6,5 BHS02001 BHS02001S	M2 L6,5 BHS02002 Anodizado	BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm	M2 UBH02501	UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm		


Hexágono Externo compatible: Microdent System®

 HE	# PPR Pilares provisionales 	# PIN Interfases Titanio Gr 5 - TiN 	# PBC Bases BHS sobrecolado CrCo 	# CCC Chimeneas BHS sobrecolado CrCo Resina FP	# PBT Bases BHS cementado Ti TiN 	# CCT Chimeneas BHS cementado Ti Resina FP	# PDL Pilares DuaLock® Titanio Gr 5 - TiN 	#APD Sets DuaLock® Retenciones Ti Gr 5 Nylon PEEK 
4,1 - hex. 2,7 SU 	Titanio Gr 5  Ant. 5855  Rot. 5854 PEEK  Ant. 8016  Rot. 8015	 Ant. H-0.4 7948  Ant. H-1.5 8292  Ant. H-2.5 8410  Rot. H-0.4 5090  Rot. H-1.5 8293  Rot. H-2.5 8411	 Ant. BHS03003  Rot. BHS03004	 30° RP BHS04001  20° RP BHS04005  10° RP BHS04009	 Ant. BHS03005  Rot. BHS03006	 30° RP BHS04018  20° RP BHS04019  10° RP BHS04020	 H-1 DS10401  H-2 DS10402  H-3 DS10403  H-4 DS10404  H-5 DS10405  H-6 DS10406  H-1.5 Ang. DS104AN1.5  H-3.0 Ang. DS104AN3.0	Cada pilar DuaLock® se sirve con un set de retenciones a escoger. Ver pag. 80 para consultar todos los accesorios disponibles.  Set de prótesis Nylon DS00101  Set de prótesis PEEK Z DS00103  Set de prótesis PEEK DSETPROT01
5.1 - hex. 2,7 SU 								Set de prótesis PEEK Z DS00103 Set de prótesis PEEK DSETPROT01


Hexágono Externo compatible: Biomet 3i® MicroMini® 3i® Certain® [Per què tenia OSSEOTITE®?]

	# PSC Scanbody PEEK CE	# ANI Análogos de implante Inox	# AND Análogos digitales Tiranio Gr 5	# CCL Calcinables Poliacetal	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 CE 0051	# PDT Puntas destornillador emexact® Inox CE
3.25mm 	 25001_EM	 5468	 8371	 Ant. 5470 Rot. 5469	 30° Ant. BHS07194  20° Ant. BHS07196  10° Ant. BHS07198  30° Rot. BHS07195  20° Rot. BHS07197  10° Rot. BHS07199	M2 - 1,20  8191 Arandela de oro  5443 Oro CE 0051 M2 - 4/C - 1,30  5691  8038  8094 GoldGrip® HardGrip®	 6017 L20mm  6020 L25mm  6022 L35mm  6018 L20mm  6021 L25mm  6023 L35mm  8318 L17mm  8319 L23mm
4.0mm					 30° Ant. BHS07001  20° Ant. BHS07004  10° Ant. BHS07007  0° Ant. BHS07420  30° Rot. BHS07002  20° Rot. BHS07005  10° Rot. BHS07008  0° Rot. BHS07421		 6011 L20mm  6014 L25mm  6016 L35mm  6012 L20mm  6015 L25mm  6019 L35mm  8320 L17mm  8321 L23mm
5.0mm					 30° Ant. BHS07061  20° Ant. BHS07063  10° Ant. BHS07065  30° Rot. BHS07062  20° Rot. BHS07064  10° Rot. BHS07066		


Hexágono Externo compatible: Biomet 3i® MicroMini® 3i® Certain® [Per què tenia OSSEOTITE®?]

 HE	# TAB Tornillos angulados BHS Titanio Gr 5	# PDB Puntas destornillador BHS CE	# TAU Tornillos angulados UBH Tiranio Gr 5 CE 0051	# PDU Puntas destornillador UBH Inox CE	# PBC Bases BHS sobrecolado CrCo CE 0051	# CCC Chimeneas BHS sobrecolado CrCo Resina FP	# PBT Bases BHS cementado Ti TiN CE 0051	# CCT Chimeneas BHS cementado Ti Resina FP
3.25mm 			 M2 UBH02061					
4.0mm	Uso en clínica CE 0051  + transportador M2 L6,5 BHS02001 BHS02001S	Laboratorio  M2 L6,5 BHS02002 Anodizado	 M2 UBH02001	 UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm	 Ant. BHS03003 Rot. BHS03004	 30° RP BHS04001 20° RP BHS04005 10° RP BHS04009	 Ant. BHS03005 Rot. BHS03006	 30° RP BHS04018 20° RP BHS04019 10° RP BHS04020
5.0mm								

Hexágono Externo compatible: Klockner®

	# TOC Pilares cicatrización CE 0051	# PTR Transfers Titanio Gr 5 CE	# PSC Scanbody PEEK CE	# ANI Análogos de implante Inox	# AND Análogos digitales Titanio Gr 5	# PCR Pilares cementación rectos CE 0051	# CCL Calcinables Poliacetal	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 CE 0051
4.2 - hex. 3,0 SK - SK2 	Poliacetal  5634 5736 Titanio GR 5  5763 5764	 5699 5700 5065  5605 6261	 25032_EM	 5097 6747	 8364	 Ant. Rot. 6353 6373 Titanio Gr 5	 Ant. Rot. 5084 5083	 30° Ant. 20° Ant. 10° Ant. BHS07109 BHS07111 BHS07113  30° Rot. 20° Rot. 10° Rot. BHS07110 BHS07112 BHS07114	 M1,8 - 1,70 GoldGrip® HardGrip® 5065 8119 7938  M1,8 - Cruz corto GoldGrip® HardGrip® 5095 8120 7933  M1,8 - Cruz largo GoldGrip® HardGrip® 5590 8121 8122
5,5 - hex. 3,0 				 5637 5636			 Ant. Rot. 8035 8036		

Hexágono Externo compatible: Klockner®

 HE	# PDT Puntas destornillador emexact® Inox CE	# TAB Tornillos angulados BHS Titanio Gr 5		# PDB Puntas destornillador BHS CE	# TAU Tornillos angulados UBH Titanio Gr 5 CE 0051	# PDU Puntas destornillador UBH Inox CE	# PDL Pilares DuaLock® Titanio Gr 5 - TiN CE 0051	#APD Sets DuaLock® Retenciones Titanio Gr 5 Nylon PEEK CE
4,2 - hex. 3,0 SK - SK2 	1,70  6553 L20mm 6555 L25mm 6579 L35mm 1,70 TiN  6554 L20mm 6556 L25mm 6580 L35mm Cruz  6569 L20mm 6571 L25mm 6581 L35mm Cruz TiN  6570 L20mm 6572 L25mm 6582 L35mm	Uso en clínica CE 0051  + transportador M1,8 L5,2 BHS02031 BHS02031S	Laboratorio  M1,8 L5,2 BHS02032 Anodizado	Inox TiN  BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm	Titanio Gr 5  M1,8 UBH02031	 UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm	 H-2,5 H-3,5 DS40422 DS40423 H-4,5 H-5,5 DS40424 DS40425	Cada pilar DuaLock® se sirve con un set de retenciones a escoger. Ver pag. 80 para consultar todos los accesorios disponibles.  Set de prótesis Nylon DS00101
5,5 - hex. 3,0 	Cruz  8330 L17mm 8331 L23mm							 Set de prótesis PEEK Z DS00103  Set de prótesis PEEK DSETPROT01

Hexágono Externo compatible: Sweden & Martina®

 HE	# PTR Transfers Titanio Gr 5 CE	# ANI Análogos de implante Titanio Gr 5	# AND Análogos digitales Tiranio Gr 5	# CCL Calcinables Poliacetal	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 CE 0051	# PDT Puntas destornillador emexact® Inox CE	# PDL Pilares DuaLock® Titanio Gr 5 - TiN CE 0051	#APD Sets DuaLock® Retenciones Ti Gr 5 Nylon PEEK CE					
3,0 - hex 2,4 Outlink² 	 C.C. 8085  C.C. Ant. 8084 Anodizado	 8079 Anodizado	 8376	 Ant. 8080  Rot. 8082	 30° Ant. BHS07236  20° Ant. BHS07238  10° Ant. BHS07240  30° Rot. BHS07237  20° Rot. BHS07239  10° Rot. BHS07241	M1,8 - 1,27  8081 Anodizado  8167 GoldGrip®	1,25  6011  6014  6016  6012  6015  6019  8320  8321	 H-1 DS80331  H-2 DS80332  H-3 DS80333  H-4 DS80334  H-5 DS80335	Cada pilar DuaLock® se sirve con un set de retenciones a escoger. Ver pag. 80 para consultar todos los accesorios disponibles.  Set de prótesis Nylon DS00101  Set de prótesis PEEK Z DS00103  Set de prótesis PEEK DSETPROT01					
3.3 - hex 2,4 Outlink² 													 H-1 DS80331  H-2 DS80332  H-3 DS80333  H-4 DS80334  H-5 DS80335	
4.1SP - hex 2,4 Outlink² 														




Hexágono Externo compatible: BioHorizons®

 HE	# ANI Análogos de implante Inox	# CCL Calcinables Poliacetal	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 CE 0051	# PDT Puntas destornillador emexact® Inox CE	# TAB Tornillos angulados BHS Titanio Gr 5	# PDB Puntas destornillador BHS Titanio Gr 5 CE
Ø3,5 	7962 Anodizado	 Ant. 7964 Rot. 7965	 30° Ant. BHS07236 20° Ant. BHS07238 10° Ant. BHS07240 30° Rot. BHS07237 20° Rot. BHS07239 10° Rot. BHS07241	 7963 Anodizado	 1,25 1,25 TiN 6011 L20mm 6012 L20mm 6014 L25mm 6015 L25mm 6016 L35mm 6019 L35mm 1,25 8320 L17mm 8321 L23mm	 Uso en clínica CE 0051 Laboratorio + transportador BHS02031 M1,8 L5,2 BHS02032 Anodizado	 Inox TiN BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm



HE compatible: Proclinic®

 HE	# PTR Transfers Titanio Gr 5 CE	# PSC Scanbody PEEK CE	# ANI Análogos de implante Inox	# AND Análogos digitales Titanio Gr 5	# CCL Calcinables Poliacetal	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 CE 0051	# PDT Puntas destornillador emexact® Inox CE
3.25mm 	7975	25047_EM	8022	8379	 Ant. 7977 Rot. 8007	 30° Ant. BHS07136 20° Ant. BHS07138 10° Ant. BHS07140 30° Rot. BHS07137 20° Rot. BHS07139 10° Rot. BHS07141	 M1,8 - 1,25 7978 8123 8124 GoldGrip® HardGrip®	 1,25 1,25 TiN 6011 L20mm 6012 L20mm 6014 L25mm 6015 L25mm 6016 L35mm 6019 L35mm 1,25 8320 L17mm 8321 L23mm

Hexágono Interno compatible: Zimmer Biomet®

 HI	# TOC Pilares cicatrización Titanio Gr 5 	# PTR Transfers Titanio Gr 5 	# PSC Scanbody PEEK 	# ANI Análogos de implante Inox Ø3,7 5130 Ø4,1 6439	# AND Análogos digitales Titanio Gr 5 8359	# PCR Pilares cementación rectos Titanio Gr 5  Ant. 7970 Rot. 8041	# PCA Pilares cementación angulados Titanio Gr 5  17° Ant. H-1 8384 Ant. H-2 8385 30° Ant. H-1 8386 Ant. H-2 8387 Ant. 8027 Rot. 8028	# CCL Calcinables Poliacetal Ant. 5134 Rot. 5103 Ant. 8027 Rot. 8028	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP 30° Ant. 20° Ant. 10° Ant. BHS07073 BHS07075 BHS07077 30° Rot. 20° Rot. 10° Rot. BHS07074 BHS07076 BHS07078
Screw-Vent 3,5	M2 - 1,25 			Ø3,7 5130 Ø4,1 6439			17° Ant. H-1 8384 Ant. H-2 8385 30° Ant. H-1 8386 Ant. H-2 8387 Ant. 8027 Rot. 8028		30° Ant. 20° Ant. 10° Ant. BHS07073 BHS07075 BHS07077 30° Rot. 20° Rot. 10° Rot. BHS07074 BHS07076 BHS07078
Screw-Vent 4,5									30° Ant. 20° Ant. 10° Ant. BHS07024 BHS07039 BHS07054 30° Rot. 20° Rot. 10° Rot. BHS07025 BHS07040 BHS07055
Screw-Vent 5,7									30° Ant. 20° Ant. 10° Ant. BHS07166 BHS07168 BHS07170 30° Rot. 20° Rot. 10° Rot. BHS07167 BHS07169 BHS07171

Hexágono Interno compatible: Zimmer Biomet®

 HI	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 	# PDT Puntas destornillador emexact® 	# TAB Tornillos angulados BHS Titanio Gr 5	# PDB Puntas destornillador BHS 	# TAU Tornillos angulados UBH Titanio Gr 5 	# PDU Puntas destornillador UBH Inox 	# PBC Pilares sobrecolables CoCr 	# PTR Pilares transepiteliales rectos Titanio Gr 5 
Screw-Vent 3,5	M1,8 - 1,20  GoldGrip® HardGrip® 5132 8083 8127	1,20  6017 L20mm 6020 L25mm 6022 L35mm 1,20 TiN  6018 L20mm 6021 L25mm 6023 L35mm	Uso en clinica  	Laboratorio  M1,8 L7,5 BHS02022 Anodizado	Inox TiN  BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm	M1,8 UBH02021  UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm	 Ant. 6902 Rot. 7995	 Ant. H-1 8049 Ant. H-2 7041 Ant. H-3 8050 Ant. H-4 8051 Ant. H-5 8052 Monoblock  Rot. H-1 8388 Rot. H-2 8389 Rot. H-3 8390 Rot. H-4 8391 Rot. H-5 8392 Monoblock TiN  Rot. H-1 8393 Rot. H-2 8394 Rot. H-3 8395 Rot. H-4 8396 Rot. H-5 8397
Screw-Vent 4,5	M1,8 - 1,25  GoldGrip® HardGrip® 5335 5846 7736	 8318 L17mm 8319 L23mm 1,25  6011 L20mm 6014 L25mm 6016 L35mm 1,25 TiN  6012 L20mm 6015 L25mm 6019 L35mm 1,25 TiN  8320 L17mm 8321 L23mm	M1,8 L7,5 BHS02021S					
Screw-Vent 5,7								

Hexágono Interno compatible: Zimmer Biomet®

 HI	# PTA Pilares transepiteliales angulados 	# PPR Pilares provisionales 	# PIN Interfases Titanio Gr 5 - TiN 	# PBC Bases BHS sobrecolado CrCo 	# CCC Chimeneas BHS sobrecolado CrCo Resina FP	# PBT Bases BHS cementado Ti TiN 	# CCT Chimeneas BHS cementado Ti Resina FP	# PDL Pilares DualLock® Titanio Gr 5 - TiN 	#APD Sets DualLock® Retenciones Titanio Gr 5 Nylon PEEK 
Screw-Vent 3,5	Titanio Gr 5  17° H-2 8011  17° H-3 8012	Titanio Gr 5  Ant. 8086  Rot. 8160 PEEK  Ant. 8162  Rot. 8161	 Ant. H-0.7 7955  Ant. H-1.7 8301  Ant. H-2.7 8434	 Ant. BHS03050  Rot. BHS03051	 30° NP BHS04056  20° NP BHS04057  10° NP BHS04058	 Ant. BHS03048  Rot. BHS03049	 30° NP BHS04059  20° NP BHS04060  10° NP BHS04061	 H-1 DS20351  H-2 DS20352  H-3 DS20353  H-4 DS20354  H-5 DS20355  H-6 DS20356  H-1.5 Ang. DS2035AN1.5  H-3.0 Ang. DS2035AN3.0	Cada pilar DualLock® se sirve con un set de retenciones a escoger. Ver pag. 80 para consultar todos los accesorios disponibles.  Set de prótesis Nylon DS00101  Set de prótesis PEEK Z DS00103  Set de prótesis PEEK DSETPROT01
Screw-Vent 4,5	Titanio Gr 5  17° H-2 8336  17° H-3 8337  30° H-3 8338  30° H-4 8339		 Ant. H-1 8437  Ant. H-2 8438  Ant. H-3 8439  Rot. H-1 8440  Rot. H-2 8441  Rot. H-3 8442	 Ant. BHS03033  Rot. BHS03034	 30° RP BHS04026  20° RP BHS04039  10° RP BHS04053	 Ant. BHS03020  Rot. BHS03021	 30° RP BHS04018  20° RP BHS04019  10° RP BHS04020		
Screw-Vent 5,7			 Ant. H-1 8443  Ant. H-2 8444  Ant. H-3 8445  Rot. H-1 8446  Rot. H-2 8447  Rot. H-3 8448						

Hexágono Interno compatible: Zimmer Mis® Seven®

 HI	# TOC Pilares cicatrización Titanio Gr 5 	# PTR Transfers Titanio Gr 5 	# PSC Scanbody PEEK 	# ANI Análogos de implante Inox	# AND Análogos digitales Tiranio Gr 5	# PCR Pilares cementación rectos Titanio Gr 5 	# PCA Pilares cementación angulados Titanio Gr 5 	# CCL Calcinables Poliacetal	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP
3,30									 30° Ant. BHS07230  20° Ant. BHS07232  10° Ant. BHS07234  30° Rot. BHS07231  20° Rot. BHS07233  10° Rot. BHS07235
Ø3,5	 H-2 6255  H-3 8058  H-4 6256  H-5 8059	 6376  5132  5335  8206  6260 Anodizado	 25029_EM	Ø3,7  5130 Ø4,1  6439	 8359	 Ant. 7970  Rot. 8041	17°  Ant. H-1 8384  Ant. H-2 8385 30°  Ant. H-1 8386  Ant. H-2 8387	 Ant. 5134  Rot. 5103  Ant. 8027  Rot. 8028	 30° Ant. BHS07073  20° Ant. BHS07075  10° Ant. BHS07077  30° Rot. BHS07074  20° Rot. BHS07076  10° Rot. BHS07078
4,5			 25030_EM	 6218	 8365			 Ant. 6294  Rot. 6302	 30° Ant. BHS07024  20° Ant. BHS07039  10° Ant. BHS07054  30° Rot. BHS07025  20° Rot. BHS07040  10° Rot. BHS07055

Hexágono Interno compatible: Zimmer Mis® Seven®

	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 CE 0051	# PDT Puntas destornillador emexact® CE	# TAB Tornillos angulados BHS Titanio Gr 5 CE	# PDB Puntas destornillador BHS CE	# TAU Tornillos angulados UBH Titanio Gr 5 CE 0051	# PDU Puntas destornillador UBH Inox CE	# PBC Pilares sobrecolables CoCr CE 0051	# PTR Pilares transepiteliales rectos Titanio Gr 5 CE 0051
3,30	M1,8 - 1,25  8606	1,20  6017 L20mm 6020 L25mm 6022 L35mm 1,20 TiN 	Uso en clínica CE 0051  + transportador BHS02041  M1,8 L7,5 BHS02042 Anodizado M1,6 L7,5 BHS02041S	Laboratorio  M1,8 L7,5 BHS02042 Anodizado	M1,8  UBH02089		 Ant. 8604  Rot. 8605	TiN  Ant. H-1,5 8607  Ant. H-2,5 8608  Ant. H-3,5 8609  Ant. H-4,5 8610
3,5	M1,8 - 1,20  5132 GoldGrip® M1,8 - 1,25  8083 HardGrip® M1,8 - 1,25  8127	6018 L20mm 6021 L25mm 6023 L35mm 1,20  8318 L17mm 8319 L23mm 1,25 	Uso en clínica CE 0051  + transportador BHS02021  M1,8 L7,5 BHS02021S	Laboratorio  M1,8 L7,5 BHS02022 Anodizado Inox TiN  BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm	UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm  M1,8 UBH02021	 UBH01002 L18mm  UBH01001 L25mm  UBH01003 L32mm	 Ant. 6902  Rot. 7995	Ant. H-1 8049  Ant. H-2 7041  Ant. H-3 8050 Monoblock  Ant. H-4 8051  Ant. H-5 8052  Rot. H-1 8388  Rot. H-2 8389  Rot. H-3 8390 Monoblock TiN  Rot. H-4 8391  Rot. H-5 8392  Rot. H-1 8393  Rot. H-2 8394  Rot. H-3 8395  Rot. H-4 8396  Rot. H-5 8397 
4,5	M1,8 - 1,25  5335 GoldGrip® M1,8 - 1,25  5846 HardGrip® M1,8 - 1,25  7736	6011 L20mm 6014 L25mm 6016 L35mm 1,25 TiN  6012 L20mm 6015 L25mm 6019 L35mm 1,25  8320 L17mm 8321 L23mm 	M1,8 L7,5 BHS02021S	M1,8 L7,5 BHS02022 Anodizado BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm	M1,8 UBH02021			

Hexágono Interno compatible: Zimmer Mis® Seven®

 HI	# PTA Pilares transeptiliales angulados 	# PPR Pilares provisionales 	# PIN Interfases Titanio Gr 5 - TiN 	# PBC Bases BHS sobrecolado CrCo 	# CCC Chimeneas BHS sobrecolado CrCo Resina FP	# PBT Bases BHS cementado Ti TiN 	# CCT Chimeneas BHS cementado Ti Resina FP	# PDL Pilares DualLock® Titanio Gr 5 - TiN 	#APD Sets DualLock® Retenciones Titanio Gr 5 Nylon PEEK 
3,30	Titanio Gr 5 TiN   17° H-2,5 8611 17° H-3,5 8612   30° H-3,5 8613 30° H-4,5 8614	Titanio Gr 5   Ant. 8596 Rot. 8597	   Ant. H-1,5 8598 Ant. H-2,5 8599 Ant. H-3,5 8600    Rot. H-1,5 8601 Rot. H-2,5 8602 Rot. H-3,5 8603	Ant.  Ant. BHS03200 Rot.  Rot. BHS03201	 30° NP BHS04056  20° NP BHS04057  10° NP BHS04058	Ant.  Ant. BHS03198 Rot.  Rot. BHS03199	 30° NP BHS04059  20° NP BHS04060  10° NP BHS04061	   H-1 DS20331 H-2 DS20332 H-3 DS20333    H-4 DS20334 H-5 DS20335 H-6 DS20336	Cada pilar DualLock® se sirve con un set de retenciones a escoger. Ver pag. 80 para consultar todos los accesorios disponibles. 
	Titanio Gr 5   17° H-2 8011 17° H-3 8012   30° H-3 8138 30° H-4 8139	Titanio Gr 5   Ant. 8086 Rot. 8160 PEEK   Ant. 8162 Rot. 8161	   Ant. H-0,7 7955 Ant. H-1,7 8301 Ant. H-2,7 8434    Rot. H-0,7 8134 Rot. H-1,7 8435 Rot. H-2,7 8436	Ant.  Ant. BHS03050 Rot.  Rot. BHS03051	 30° NP BHS04056  20° NP BHS04057  10° NP BHS04058	Ant.  Ant. BHS03048 Rot.  Rot. BHS03049	 30° NP BHS04059  20° NP BHS04060  10° NP BHS04061	   H-1 DS20351 H-2 DS20352 H-3 DS20353    H-4 DS20354 H-5 DS20355 H-6 DS20356   H-1,5 Ang. DS2035AN1.5 H-3,0 Ang. DS2035AN3.0	Set de prótesis Nylon DS00101  Set de prótesis PEEK Z DS00103
	Titanio Gr 5   17° H-2 8336 17° H-3 8337   30° H-3 8338 30° H-4 8339		   Ant. H-1 8437 Ant. H-2 8438 Ant. H-3 8439    Rot. H-1 8440 Rot. H-2 8441 Rot. H-3 8442	Ant.  Ant. BHS03033 Rot.  Rot. BHS03034	 30° RP BHS04026  20° RP BHS04039  10° RP BHS04053	Ant.  Ant. BHS03020 Rot.  Rot. BHS03021	 30° RP BHS04018  20° RP BHS04019  10° RP BHS04020	   H-1 DS20451 H-2 DS20452 H-3 DS20453    H-4 DS20454 H-5 DS20455 H-6 DS20456   H-1,5 Ang. DS2045AN1.5 H-3,0 Ang. DS2045AN3.0	Set de prótesis PEEK DSETPROT01

Hexágono Interno compatible: Alpha-Bio®

	# TOC Pilares cicatrización Titanio Gr 5 	# PTR Transfers Titanio Gr 5 	# PSC Scanbody PEEK	# ANI Análogos de implante Inox	# AND Análogos digitales Titanio Gr 5	# PCR Pilares cementación rectos Titanio Gr 5 	# PCA Pilares cementación angulados Titanio Gr 5 	# CCL Calcinables Poliacetal	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP
	3,5								
	 H-2 6255  H-3 8058  H-4 6256  H-5 8059	 6376  1,20 5132  1,25 5335  8206  6260 Anodizado	 25029_EM	 Ø3,7 5130  Ø4,1 6439	 8359	 Ant. 7970  Rot. 8041	 17° Ant. H-1 8384  17° Ant. H-2 8385  30° Ant. H-1 8386  30° Ant. H-2 8387  Ant. 8027  Rot. 8028	 Ant. 5134  Rot. 5103  Ant. 8027  Rot. 8028	 30° Ant. BHS07073  20° Ant. BHS07075  10° Ant. BHS07077  30° Rot. BHS07074  20° Rot. BHS07076  10° Rot. BHS07078

Hexágono Interno compatible: Alpha-Bio®

 HI	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 	# PDT Puntas destornillador emexact® 	# TAB Tornillos angulados BHS Titanio Gr 5	# PDB Puntas destornillador BHS 	# TAU Tornillos angulados UBH Titanio Gr 5 	# PDU Puntas destornillador UBH Inox 	# PBC Pilares sobrecolables CoCr 	# PTR Pilares transepiteliales rectos Titanio Gr 5 
	3,5	1,20  6017 L20mm 6020 L25mm 6022 L35mm 1,20 TiN  6018 L20mm 6021 L25mm 6023 L35mm 1,20  8318 L17mm 8319 L23mm 1,25  6011 L20mm 6014 L25mm 6016 L35mm 1,25 TiN  6012 L20mm 6015 L25mm 6019 L35mm 1,25  8320 L17mm 8321 L23mm	Uso en clinica  Laboratorio  M1,8 L7,5 BHS02022 Anodizado M1,8 L7,5 BHS02021S	Inox TiN  BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm	M1,8 UBH02021	 UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm	Ant. Rot.   6902 7995	Ant. H-1 8049 Ant. H-2 7041 Ant. H-3 8050 Ant. H-4 8051 Ant. H-5 8052 Monoblock Rot. H-1 8388 Rot. H-2 8389 Rot. H-3 8390 Rot. H-4 8391 Rot. H-5 8392 Monoblock TiN Rot. H-1 8393 Rot. H-2 8394 Rot. H-3 8395 Rot. H-4 8396 Rot. H-5 8397

Hexágono Interno compatible: Alpha-Bio®

 HI	# PTA Pilares transepiteliales angulados CE 0051	# PPR Pilares provisionales CE 0051	# PIN Interfases Titanio Gr 5 - TiN CE 0051	# PBC Bases BHS sobrecolado CrCo CE 0051	# CCC Chimeneas BHS sobrecolado CrCo Resina FP	# PBT Bases BHS cementado Ti TiN CE 0051	# CCT Chimeneas BHS cementado Ti Resina FP	# PDL Pilares DuaLock® Titanio Gr 5 - TiN CE 0051
3,5	Titanio Gr 5  17° H-2 8011 17° H-3 8012	Titanio Gr 5  Ant. 8086 Rot. 8160 PEEK  30° H-3 8138 30° H-4 8139	 Ant. H-0.7 7955 Ant. H-1.7 8301 Ant. H-2.7 8434  Rot. H-0.7 8134 Rot. H-1.7 8435 Rot. H-2.7 8436	 Ant. BHS03050 Rot. BHS03051	 30° NP BHS04056 20° NP BHS04057 10° NP BHS04058	 Ant. BHS03048 Rot. BHS03049	 30° NP BHS04059 20° NP BHS04060 10° NP BHS04061	 H-1 DS20351 H-2 DS20352 H-3 DS20353 H-4 DS20354 H-5 DS20355 H-6 DS20356 H-1.5 Ang. DS2035AN1.5 H-3.0 Ang. DS2035AN3.0

#APD
Sets DuaLock®
Retenciones

Titanio Gr 5 Nylon PEEK



Cada pilar
DuaLock® se
sirve con un set
de retenciones
a escoger.
Ver pag. 80 para
consultar todos
los accesorios
disponibles.



Set de prótesis
Nylon

DS00101



Set de prótesis
PEEK Z

DS00103



Set de prótesis
PEEK

DSETPROT01



Dodecaedro Interno compatible: 3i® Certain®

 DI	# PSC Scanbody PEEK CE	# ANI Análogos de implante Inox	# AND Análogos digitales Titanio Gr 5	# PCR Pilares cementación rectos CE 0051	# CCL Calcinables Poliacetal	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 CE 0051	# PDT Puntas destornillador emexact® CE	# TAB Tornillos angulados BHS Titanio Gr 5		# PDB Puntas destornillador BHS CE
NP - 3.4 	 25003_EM	 5166	 8367	 Ant. 6749 Anodizado	 Ant. 5224  Rot. 5811	 30° Ant. BHS07029  20° Ant. BHS07044  10° Ant. BHS07059  30° Rot. BHS07030  20° Rot. BHS07045  10° Rot. BHS07060	 5162  M1,6 - 1,20 GoldGrip® 8112  HardGrip® 8113	 1,20 6017 L20mm 6020 L25mm 6022 L35mm 1,20 TiN  6018 L20mm 6021 L25mm 6023 L35mm 1,20  8318 L17mm 8319 L23mm		Uso en clínica CE 0051  + transportador BHS02007  M1,6 L8,8 BHS02008 Anodizado  M1,6 L8,8 BHS02007S	Laboratorio  Inox TiN BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm
RP - 4.1 	 25004_EM	 5165	 8362	 Ant. 6686 Anodizado	 Ant. 5226  Rot. 5164	 30° Ant. BHS07018  20° Ant. BHS07033  10° Ant. BHS07048  30° Rot. BHS07019  20° Rot. BHS07034  10° Rot. BHS07049	 5162  M1,6 - 1,20 GoldGrip® 8112  HardGrip® 8113  5159  GoldGrip® 8114  HardGrip® 8115				
WP - 5.0 		 5161	 8380	 Ant. 6750 Anodizado	 Ant. 5160  Rot. 5163	 30° Ant. BHS07121  20° Ant. BHS07123  10° Ant. BHS07125  30° Rot. BHS07122  20° Rot. BHS07124  10° Rot. BHS07126					

Hexágono Interno compatible: 3i® Certain®

	# TAU Tornillos angulados UBH CE 0051	# PDU Puntas destornillador UBH CE	# PBC Pilares sobrecolables CoCr CE 0051	# PIN Interfases Titanio Gr 5 - TiN CE 0051	# PDL Pilares DuaLock® Titanio Gr 5 - TiN CE 0051	#APD Sets DuaLock® Retenciones Titanio Gr 5 Nylon PEEK CE
NP - 3.4 					 H-1  H-2  H-3 DS60341 DS60342 DS60343  H-4  H-5  H-6 DS60344 DS60345 DS60346	Cada pilar DuaLock® se sirve con un set de retenciones a escoger. Ver pag. 80 para consultar todos los accesorios disponibles. 
RP - 4.1 	Titanio Gr 5  M1,6 UBH02007	Inox  UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm	 Ant. 7971  Rot. 7974	 Ant. H-0.7 5709  Ant. H-1.7 8474  Ant. H-2.7 8475  Rot. H-0.7 8137  Rot. H-1.7 8476  Rot. H-2.7 8477	 H-1 DS60411  H-2 DS60412  H-3 DS60413  H-4 DS60414  H-5 DS60415  H-6 DS60416	Set de prótesis Nylon DS00101  Set de prótesis PEEK Z DS00103 
WP - 5.0 						Set de prótesis PEEK DSETPROT01 

Trilobulada Interna compatible: NobelReplace® ReplaceSelect™®

 TI	# TOC Pilares cicatrización Titanio Gr 5 	# PTR Transfers Titanio Gr 5 	# PSC Scanbody PEEK 	# ANI Análogos de implante	# PCR Pilares cementación rectos 	# CCL Calcinables Poliacetal	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 
NP 	Unigrip  H-3 5776 H-5 5777 H-3 5778 H-5 5779		 25020_EM	Inox Titanio Gr 5  5311 6291 Anodizado	Titanio Gr 5  Ant. 6748 Anodizado	 Ant. 5157 Rot. 5155	Preguntar Rué si separen V i P  BHS07091 BHS07093 BHS07095 BHS07092 BHS07094 BHS07096	M1,8 - Unigrip  5206 8095 8003 GoldGrip® HardGrip®
RP 	Unigrip  H-3 5768 H-5 5769 H-3 5770 H-5 5771 H-7 6328	 5963 6033 Anodizado	 25021_EM	 5207 6292 Anodizado	Titanio Gr 5  Ant. 6710 Ant. 8005 Anodizado	 Ant. 5080 Rot. 5208	 BHS07016 BHS07031 BHS07046 BHS07017 BHS07032 BHS07047	M2 - Unigrip  5081 8096 8002 GoldGrip® HardGrip®
WP 	Unigrip  H-3 5780 H-5 5781 H-3 5782 H-5 5783 H-7 6329		 25022_EM	 5209 6293 Anodizado	Titanio Gr 5  Ant. 5698 Anodizado	 Ant. 5167 Rot. 5279	 BHS07115 BHS07117 BHS07119 BHS07116 BHS07118 BHS07120	GoldGrip® HardGrip® 5081 8096 8002

Trilobulada Interna compatible: NobelReplace® ReplaceSelect™®

 TI	# PDT Puntas destornillador emexact® 	# TAB Tornillos angulados BHS Titanio Gr 5	# PDB Puntas destornillador BHS 	# TAU Tornillos angulados UBH Titanio Gr 5 	# PDU Puntas destornillador UBH Inox 	# PBC Pilares sobrecollables CoCr 	# PTR Pilares transepitiales rectos Titanio Gr 5 
NP 	 Unigrip  Unigrip TiN 6557 L20mm 6559 L25mm 6585 L35mm	Uso en clinica   + transportador BHS02027	Laboratorio  M1,8 L8,35 BHS02028 Anodizado	 M1,8 UBH02027			 Rot. H-1 8061  Rot. H-2 8062  Rot. H-3 8063  Rot. H-4 8064  Rot. H-5 8065
RP 	6558 L20mm 6560 L25mm 6586 L35mm Unigrip  6784 L20mm 6785 L25mm Unigrip  8324 L17mm 8325 L23mm	Uso en clinica   + transportador BHS02009	Laboratorio  M2 L9,0 BHS02010 Anodizado	 M2 UBH02009	 UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm	 Ant. 7973	 Rot. H-1 7983  Rot. H-2 7984  Rot. H-3 7985  Rot. H-4 7986  Rot. H-5 7987
WP 							

Trilobulada Interna compatible: NobelReplace® ReplaceSelect™®

	# PTA Pilares transepiteliales angulados 	# PPR Pilares provisionales 	# PIN Interfases Titanio Gr 5 - TiN 	# PBT Bases BHS cementado Ti TiN 	# CCT Chimeneas BHS cementado Ti Resina FP	# PDL Pilares DuaLock® Titanio Gr 5 - TiN 
NP 		Titanio Gr 5  Ant. 5626  Rot. 5697 Anodizado		Ant. BHS03060  Rot. BHS03061	 30° NP BHS04059  20° NP BHS04060  10° NP BHS04061	 H-1 DS12351  H-2 DS12352  H-3 DS12353  H-4 DS12354  H-5 DS12355  H-6 DS12356
RP 	Titanio Gr 5  17° H-2 6905  17° H-3 7246  30° H-3 7144  30° H-4 7247 Anodizado	Titanio Gr 5  Ant. 5633  Rot. 5711 Anodizado PEEK  Ant. 8047  Rot. 8021	 Ant. H-0.4 7951  Ant. H-1.5 8470  Ant. H-2.5 8471  Rot. H-0.4 8135  Rot. H-1.5 8472  Rot. H-2.5 8473	Ant. BHS03012  Rot. BHS03013	 30° RP BHS04018  20° RP BHS04019  10° RP BHS04020	 H-1 DS12431  H-2 DS12432  H-3 DS12433  H-4 DS12434  H-5 DS12435  H-6 DS12436
WP 		Titanio Gr 5  Ant. 5694  Rot. 6024 Anodizado				

#APD
Sets DuaLock®
Retenciones

Titanio Gr 5 Nylon PEEK



Cada pilar
DuaLock® se
sirve con un set
de retenciones
a escoger.
Ver pag. 80 para
consultar todos
los accesorios
disponibles.



Set de prótesis
Nylon

DS00101



Set de prótesis
PEEK Z

DS00103



Set de prótesis
PEEK

DSETPROT01

Octágono Interno compatible: Straumann® Tissue Level®

 OI	# TOC Pilares cicatrización Titanio Gr 5 	# PTR Transfers Titanio Gr 5 	# PSC Scanbody PEEK 	# ANI Análogos de implante Inox	# AND Análogos digitales Titanio Gr 5	# PCR Pilares cementación rectos 	# CCL Calcinables Poliacetal	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 
4.8 RN 	M2 - Torx 6  H-3 5512  H-5 5510  H-3 5991  H-5 5256  H-5 5511	 6996  6995 Anodizado	 25052_EM  25027_EM	 5144  8360		Titanio Gr 5  Ant. 5262  Rot. 6548 Matizado  Rot. 8326 Matizado	Asiento 30°  Ant. 5185  Rot. 5186 Asiento 90°  Ant. 7802  Rot. 7803	 BHS07020  BHS07035  BHS07050  BHS07021  BHS07036  BHS07051	M2 - 1,25 Asiento 30°  8193 M2 - Torx 6 Asiento 30°  8004  GoldGrip® 8098  HardGrip® 8099
6.5 WN 			 25028_EM	 7540		Titanio Gr 5  Ant. 5263  Rot. 6545 Matizado	 Ant. 7538  Rot. 7539	 BHS07172  BHS07174  BHS07176  BHS07173  BHS07175  BHS07177	M2 - Torx 6 Asiento 90°  5204  GoldGrip® 8189  HardGrip® 8224

Octágono Interno compatible: Straumann® Tissue Level®

 OI	# PDT Puntas destornillador emexact® 	# TAB Tornillos angulados BHS Titanio Gr 5	# PDB Puntas destornillador BHS 	# TAU Tornillos angulados UBH Titanio Gr 5 	# PDU Puntas destornillador UBH Inox 	# PBC Pilares sobrecolables CoCr 	# PTR Pilares transeptiliales rectos Titanio Gr 5 
4.8 RN 	1,25  6011 L20mm 6014 L25mm 6016 L35mm 1,25 TiN  6012 L20mm 6015 L25mm 6019 L35mm 1,25  8320 L17mm 8321 L23mm	Uso en clínica  + transportador  BHS02011 M2 L7,6  BHS02011S	Laboratorio  BHS02012 Anodizado	 M2 UBH02011 Inox TiN    BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm	   UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm	 Ant. 8201  Rot. 8202 Tornillo Asiento 30°	Monoblock - TiN  Rot. H-1,5 8496  Rot. H-2,5 8497  Rot. H-3,5 8498  Rot. H-4,5 8499  Ant. 5112  Ant. H-1,5 8492  Ant. H-2,5 8493  Ant. H-3,5 8494  Ant. H-4,5 8495  Rot 7993
6.5 WN 	Torx 6  6026 L20mm 6029 L25mm 6031 L35mm Torx 6 TiN  6027 L20mm 6030 L25mm 6032 L35mm Torx 6  8322 L17mm 8323 L23mm	 + transportador BHS02009  M2 L9,0 BHS02009S	 M2 L9,0 BHS02010 Anodizado	 M2 UBH02009			


Octágono Interno compatible: Straumann® Tissue Level®

 OI	# PTA Pilares transepiteliales angulados 	# PPR Pilares provisionales 	# PIN Interfases Titanio Gr 5 - TiN 	# PBT Bases BHS cementado Ti TiN 	# CCT Chimeneas BHS cementado Ti Resina FP	# PDL Pilares DuaLock® Titanio Gr 5 - TiN 	#APD Sets DuaLock® Retenciones Titanio Gr 5 Nylon PEEK 
4.8 RN 	Titanio Gr 5 - Ti-N  17° H-2 8500  17° H-3 8501  30° H-3 8502  30° H-4 8503	Titanio Gr 5  Ant. 8186  Rot. 8087 PEEK  Rot. 5107  Rot. 8073	Titanio Gr 5 - TiN  Ant. H-1 7953  Ant. H-2 8303  Ant. H-3 8402  Rot. H-1 8136  Rot. H-2 8305  Rot. H-3 8403	TiN  Ant. BHS03016  Rot. BHS03017	Resina FP  30° NP BHS04021  20° NP BHS04022  10° NP BHS04023	Titanio Gr 5 - TiN  H-1 DS30401  H-2 DS30402  H-3 DS30403  H-4 DS30404  H-5 DS30405  H-4 DS304AN1.5  H-5 DS304AN3.0	Cada pilar DuaLock® se sirve con un set de retenciones a escoger. Ver pag. 80 para consultar todos los accesorios disponibles.  Set de prótesis Nylon DS00101  Set de prótesis PEEK Z DS00103  Set de prótesis PEEK DSETPROT01
6.5 WN 							Set de prótesis PEEK Z DS00103  Set de prótesis PEEK DSETPROT01

Cónica Interna compatible: Straumann® Octa® Synocta®

 CI	# PSC Scanbody PEEK 	# ANI Análogos de implante Inox	# AND Análogos digitales Titanio Gr 5	# CCL Calcinables Poliacetal	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 	# PDT Puntas destornillador emexact® 	# TAB Tornillos angulados BHS Titanio Gr 5	# PDB Puntas destornillador BHS 
4.8 RN	 25052_EM	 6375	 8374	 Ant. 5142  Rot. 5141	 30° Ant. BHS07022  20° Ant. BHS07037  10° Ant. BHS07052  30° Rot. BHS07023  20° Rot. BHS07038  10° Rot. BHS07053	 M2 - 1,25 8194  M2 - Torx 6 5110  GoldGrip® 8039  HardGrip® 8097	 1,25 6011 L20mm 6014 L25mm 6016 L35mm  1,25 TiN 6012 L20mm 6015 L25mm 6019 L35mm  1,25 8320 L17mm 8321 L23mm  Torx 6 6026 L20mm 6029 L25mm 6031 L35mm  Torx 6 TiN 6027 L20mm 6030 L25mm 6032 L35mm  Torx 6 8322 L17mm 8323 L23mm	Uso en clínica  + transportador BHS02013  M2 L5,8 BHS02013S Laboratorio  M2 L5,8 BHS02014 Anodizado	 Inox TiN   BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm
6.5 WN	 25053_EM								

Cónica Interna compatible: Straumann® Octa® Synocta®

 CI	# TAU Tornillos angulados UBH Tiranio Gr 5 	# PDU Puntas destornillador UBH Inox 	# PTR Pilares transeptiliales rectos 	# PPR Pilares provisionales 	# PBT Bases BHS cementado Ti 	# CCT Chimeneas BHS cementado Ti Resina FP
4.8 RN 	 M2 UBH02013	Inox  UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm	Titanio Gr 5  Ant. 5112 Rot 7993	Titanio Gr 5 PEEK  Rot. 5107 Rot. 8073	 Ant. BHS03018 Rot. BHS03019	 30° 20° 10° BHS04080 BHS04081 BHS04082
6.5 WN						

Cónica Interna compatible: Straumann® Bone Level®

 CI	# TOC Pilares cicatrización Titanio Gr 5 CE 0051	# PTR Transfers Titanio Gr 5 CE	# PSC Scanbody PEEK CE	# ANI Análogos de implante Inox	# AND Análogos digitales Tiranio Gr 5	# PCR Pilares cementación rectos CE 0051	# CCL Calcinables Poliacetal	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 CE 0051
NC 	Torx 6 H-3 8352 H-5 8353 H-7 8354 H-9 8355 Anodizado	8383 8381 Anodizado	25024_EM	8048	8372	Titanio Gr 5 Ant. 8143 Rot. 8142	Ant. 8140 Rot. 8141	30° Ant. BHS07085 20° Ant. BHS07087 10° Ant. BHS07089 30° Rot. BHS07086 20° Rot. BHS07088 10° Rot. BHS07090	M1,6 - Torx 6 5796 8128 8129 Anodizado M1,6, M1,4- Torx 6 8264 8266
RC 	Torx 6 H-3 8344 H-5 8345 H-7 8346 H-9 8347 Torx 6 H-3 8348 H-5 8349 H-7 8350 H-9 8351 Anodizado	8383 8382 Anodizado	25025_EM	6904	8369	Titanio Gr 5 Ant. 8145 Rot. 8144	Ant. 7542 Rot. 7541	30° Ant. BHS07027 20° Ant. BHS07042 10° Ant. BHS07057 30° Rot. BHS07028 20° Rot. BHS07043 10° Rot. BHS07058	M1,6 - Torx 6 5792 8130 8131 Anodizado M1,6, - Torx 6 p/ Pilar cem. 8166 Anodizado
Variobase® 									M1,6 - Torx 6 5792 8130 8131 Anodizado
Multibase NC 									
Multi-base RC 							Rot. 6326	30° Rot. BHS07026 20° Rot. BHS07041 10° Rot. BHS07056	M1,4 - Torx 6 6903 8100 8101


Cónica Interna compatible: Straumann® Bone Level®

CI	# PDT Puntas destornillador emexact® CE	# TAB Tornillos angulados BHS Titanio Gr 5 CE	# PDB Puntas destornillador BHS CE	# TAU Tornillos angulados UBH Titanio Gr 5 CE 0051	# PDU Puntas destornillador UBH Inox CE	# PBC Pilares sobrecolables CoCr CE 0051	# PTR Pilares transepiteliales rectos Titanio Gr 5 CE 0051	# PTA Pilares transepiteliales angulados CE 0051	# PPR Pilares provisionales Titanio Gr 5 CE 0051
NC		Uso en clínica  + transportador BHS02015	Laboratorio  M1,6 L9 BHS02016 Anodizado	Inox TiN  BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm	 M1,6 UBH02015	Ant.  8516 Rot.  8517	Monoblock - TiN  H-1,5 8508  H-2,5 8509  H-3,5 8510  H-4,5 8511  8263 Anodizado	Titanio Gr 5 - TiN  17° H-2,5 8512  17° H-3,5 8513  30° H-3,5 8514  30° H-4,5 8515	Rot.  8265 Anti.  8043 Rot.  8044 Anodizado
RC		6026 L20mm 6029 L25mm 6031 L35mm Torx 6 TiN  6027 L20mm 6030 L25mm 6032 L35mm	M1,6 L9 BHS02015S	 BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm	 UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm	Ant.  8530 Rot.  8531	Monoblock - TiN  H-1,5 8522  H-2,5 8523  H-3,5 8524  H-4,5 8525  8076  7780  7937	Titanio Gr 5 - TiN  17° H-2,5 8526  17° H-3,5 8527  30° H-3,5 8528  30° H-4,5 8529	Anti.  8045 Rot.  8046
Variobase®		Torx 6  8322 L17mm 8323 L23mm					 8076		
Multibase NC							 8263 Anodizado		Rot.  8265
Multi-base RC		Uso en clínica  + transportador BHS02017 BHS02017S	Laboratorio  M1,4 L5,0 BHS02018 Anodizado				 7780  7937		Titanio Gr 5 PEEK Rot.  8071 Rot.  8072

Cónica Interna compatible: Straumann® Bone Level®

 CI	# PIN Interfases Titanio Gr 5 - TiN 	# PBT Bases BHS cementado Ti TiN 	# CCT Chimeneas BHS cementado Ti Resina FP	# PDL Pilares DuaLock® Titanio Gr 5 - TiN 	#APD Sets DuaLock® Retenciones Titanio Gr 5 Nylon PEEK 
NC 	Ant. H-1 8452 Ant. H-2 8453 Ant. H-3 8454 Rot. H-1 8455 Rot. H-2 8456 Rot. H-3 8457	Ant. BHS03064 Rot. BHS03065	25° 20° 10° BHS04025 BHS04060 BHS04061	H-1 DS32331 H-2 DS32332 H-3 DS32333 H-4 DS32334 H-5 DS32335 H-5 DS32335	Cada pilar DuaLock® se sirve con un set de retenciones a escoger. Ver pag. 80 para consultar todos los accesorios disponibles. 
RC 	Ant. H-1 8458 Ant. H-2 8459 Ant. H-3 8460 Rot. H-1 8461 Rot. H-2 8462 Rot. H-3 8463	Ant. BHS03036 Rot. BHS03037		H-1 DS32411 H-2 DS32412 H-3 DS32413 H-4 DS32414 H-5 DS32415 H-6 DS32416	Set de prótesis Nylon DS00101 
Variobase® 					Set de prótesis PEEK Z DS00103 
Multibase NC 					Set de prótesis PEEK DSETPROT01 
Multi-base RC 					

Cónica Interna Hexalobulada compatible: Nobel Active™

 CIH	# PTR Transfers Titanio Gr 5 	# PSC Scanbody PEEK 	# ANI Análogos de implante Inox	# AND Análogos digitales Titanio Gr 5	# PCR Pilares cementación rectos  0051	# CCL Calcinables Poliacetal	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5  0051	# PDT Puntas destornillador emexact® 
3.0 	 8253  8252 Ant.  8270 Rot.	 25015_EM	 8147		Titanio Gr 5  Ant. 8155  Rot. 8154			M1,4 - Unigrip  7994 GoldGrip® HardGrip®  8102  8103	 6557 L20mm  6559 L25mm  6585 L35mm
NP - hex. 2,25 	 8255  8254 Ant. Anodizado  8271 Rot.	 25016_EM	 8148 Anodizado	 8366	Titanio Gr 5  Ant. 8157  Rot. 8156	 Ant. 8151  Rot. 8150	 30° Ant. BHS07079  20° Ant. BHS07081  10° Ant. BHS07083  30° Rot. BHS07080  20° Rot. BHS07082  10° Rot. BHS07084	M1,6 - Unigrip  8146 GoldGrip® HardGrip®  8187  8188	 6784 L20mm  6785 L25mm Unigrip TiN  6558 L20mm  6560 L25mm  6586 L35mm
RP - hex 2,65 	 8257  8256 Ant. Anodizado  8272 Rot.	 25017_EM	 8149 Anodizado	 8363	Titanio Gr 5  Ant. 8159  Rot. 8158	 Ant. 8153  Rot. 8152	 30° Ant. BHS07067  20° Ant. BHS07069  10° Ant. BHS07071  30° Rot. BHS07068  20° Rot. BHS07070  10° Rot. BHS07072	M2 - Unigrip  7956 GoldGrip® HardGrip®  8104  8105 Arandela de oro  5443 Oro  0051	 8324 L17mm  8325 L23mm


Cónica Interna Hexalobulada compatible: Nobel Active™

 CIH	# TAB Tornillos angulados BHS Titanio Gr 5	# PDB Puntas destornillador BHS CE	# TAU Tornillos angulados UBH Titanio Gr 5 CE 0051	# PDU Puntas destornillador UBH Inox CE	# PBC Pilares sobrecolables CoCr CE 0051	# PTR Pilares transepiteliales rectos Titanio Gr 5 CE 0051	# PTA Pilares transepiteliales angulados CE 0051	# PPR Pilares provisionales CE 0051	
3.0 			Tiranio Gr 5  M1,4 UBH02071					Titanio Gr 5  Anti. 8176  Rot. 8231 PEEK  Anti. 8181  Rot. 8232	
NP - hex. 2,25 	Uso en clínica CE 0051  + transportador BHS02025  M1,6 L8,0 BHS02025S	Laboratorio  M1,6 L8,0 BHS02026 Anodizado	Inox TiN    BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm	Tiranio Gr 5  M1,6 UBH02025	   UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm	 Ant. 8488  Rot. 8489	Monoblock  H-1,5 8216  H-2,5 8217  H-3,5 8218	Titanio Gr 5 - TiN  17° H-2,5 8235  17° H-3,5 8236  30° H-3,5 8237  30° H-4,5 8238	Titanio Gr 5  Anti. 8177  Rot. 8178 Anodizado PEEK  Anti. 8182  Rot. 8183
RP - hex 2,65 	Uso en clínica CE 0051  + transportador BHS02023  M2 L8,5 BHS02023S	Laboratorio  M2 L8,5 BHS02024 Anodizado		Tiranio Gr 5  M2 UBH02023		 Ant. 8490  Rot. 8491	Monoblock  H-1,5 8219  H-2,5 8220  H-3,5 8221	Titanio Gr 5 - TiN  17° H-2,5 8163  17° H-3,5 8164  30° H-3,5 8233  30° H-4,5 8234	Titanio Gr 5  Anti. 8179  Rot. 8180 Anodizado PEEK  Anti. 8184  Rot. 8185

Cónica Interna Hexalobulada compatible: Nobel Active™

	# PIN Interfases Titanio Gr 5 - TiN 	# PBC Bases BHS sobrecolado CrCo 	# CCC Chimeneas BHS sobrecolado CrCo Resina FP	# PBT Bases BHS cementado Ti TiN 	# CCT Chimeneas BHS cementado Ti Resina FP	# PDL Pilares DuaLock® Titanio Gr 5 - TiN 	#APD Sets DuaLock® Retenciones Titanio Gr 5 Nylon PEEK 
3.0 	Ant. H-1 8464 Ant. H-2 8465 Ant. H-3 8466 Rot. H-1 8467 Rot. H-2 8468 Rot. H-3 8469					H-1 DS16301 H-2 DS16302 H-3 DS16303 H-4 DS16304 H-5 DS16305 H-5 DS16306	Cada pilar DuaLock® se sirve con un set de retenciones a escoger. Ver pag. 80 para consultar todos los accesorios disponibles. 
NP - hex. 2,25 	Ant. H-1 8414 Ant. H-2 8415 Ant. H-3 8416 Rot. H-1 8417 Rot. H-2 8418 Rot. H-3 8419	Ant. BHS03058 Rot. BHS03059	30° NP BHS04068 20° MP BHS04069 10° NP BHS04070	Ant. BHS03056 Rot. BHS03057	30° NP BHS04059 20° NP BHS04060 10° NP BHS04061	H-1 DS16351 H-2 DS16352 H-3 DS16353 H-4 DS16354 H-5 DS16355 H-5 DS16356	Set de prótesis Nylon DS00101 
RP - hex 2,65 	Ant. H-1 8420 Ant. H-2 8421 Ant. H-3 8422 Rot. H-1 8423 Rot. H-2 8424 Rot. H-3 8425	Ant. BHS03046 Rot. BHS03047	30° RP BHS04104 20° RP BHS04105 10° RP BHS04106	Ant. BHS03044 Rot. BHS03045	30° RP BHS04018 20° RP BHS04019 10° RP BHS04020	H-1 DS16431 H-2 DS16432 H-3 DS16433 H-4 DS16434 H-5 DS16435 H-5 DS16436	Set de prótesis PEEK Z DS00103  Set de prótesis PEEK DSETPROT01

Cónica Interna compatible: Astra Tech Implant System™

 CI	# TOC Pilares cicatrización Titanio Gr 5 	# PTR Transfers Titanio Gr 5 	# PSC Scanbody PEEK 	# ANI Análogos de implante Titanio Gr 5	# AND Análogos digitales Titanio Gr 5	# PCR Pilares cementación rectos 	# CCL Calcinables Poliacetal	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 
3.0			 25005_EM	Titanio Gr 5  8278 Anodizado					M1,4 - 1,25  GoldGrip® HardGrip® 6457 8106 8107
3.5/4.0	 H-2 6711  H-4 6712  H-6 6713  H-2 6714  H-4 6715  H-6 6716  H-2 5591  H-4 5592  H-6 5593  H-8 6346	 8241 6753  8240 6752 Anodizado	 25006_EM	Inox  5564 Titanio Gr 5  6371 Anodizado	 8375	Titanio Gr 5  Ant. 5817	 Ant. 5318 Rot. 7941	 BHS07097 BHS07099 BHS07101  BHS07098 BHS07100 BHS07102	M1,6 - 1,30  5264 8108 7944 Anodizado GoldGrip® HardGrip®
4.5/5.0	 H-2 8198  H-4 8199  H-6 8200  H-2 8195  H-4 8196  H-6 8197  H-2 5587  H-4 5588  H-6 5589  H-8 6345	 8243 6755  8242 6754 Anodizado	 25007_EM	Inox  5489 Titanio Gr 5  6370 Anodizado		Titanio Gr 5  Ant. 6751	 Ant. 5085 Rot. 7942	 BHS07130 BHS07132 BHS07134  BHS07131 BHS07133 BHS07135	M2 - 1,30  5087  5265 8109 7998 Anodizado GoldGrip® HardGrip®

Cónica Interna compatible: Astra Tech Implant System™

 CI	# PDT Puntas destornillador emexact® 	# TAB Tornillos angulados BHS Titanio Gr 5	# PDB Puntas destornillador BHS 	# TAU Tornillos angulados UBH 	# PDU Puntas destornillador UBH Inox 	# PBC Pilares sobrecolables CoCr 	# PTR Pilares transeptiliales rectos Titanio Gr 5 	# PTA Pilares transeptiliales angulados 
3.0	 6011 L20mm 6014 L25mm 6016 L35mm  6012 L20mm 6015 L25mm 6019 L35mm							
3.5/4.0	 8320 L17mm 8321 L23mm  6549 L20mm 6551 L25mm 6577 L35mm  6550 L20mm 6552 L25mm 6578 L35mm	Uso en clínica   + transportador BHS02025  M1,6 L8,8 BHS02025S	Laboratorio  M1,6 L8,0 BHS02026 Anodizado	Inox TiN  BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm	Tiranio Gr 5  M1,6 UBH02033  UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm	 Ant. 6319  Rot. 6318	 H-0,5 5582  H-1 5583  H-2 5584  H-3 6690  H-4 5585 TiN  H-1,5 8570  H-2,5 8571  H-3,5 8572  H-4,5 8573	Titanio Gr 5 - TiN  17° H-2,5 8574  17° H-3,5 8575  30° H-3,5 8576  30° H-4,5 8577
4.5/5.0		Uso en clínica   + transportador BHS02009  M2 L9,0 BHS02009S	Laboratorio  M2 L9,0 BHS02010 Anodizado	Tiranio Gr 5  M2 UBH02009		 Ant. 6437  Rot. 7972	 H-0,5 5578  H-1 5579  H-2 5580  H-3 6691  H-4 5581 TiN  H-1,5 8578  H-2,5 8579  H-3,5 8580  H-4,5 8581	Titanio Gr 5 - TiN  17° H-2,5 8582  17° H-3,5 8583  30° H-3,5 8584  30° H-4,5 8585

Cónica Interna compatible: Astra Tech Implant System™

 CI	# PPR Pilares provisionales Titanio Gr 5 	# PIN Interfases Titanio Gr 5 - TiN 	# PBC Bases BHS sobrecolado CrCo 	# CCC Chimeneas BHS sobrecolado CrCo Resina FP	# PBT Bases BHS cementado Ti TiN 	# CCT Chimeneas BHS cementado Ti Resina FP	# PDL Pilares DuaLock® Titanio Gr 5 - TiN 	#APD Sets DuaLock® Retenciones Titanio Gr 5 Nylon PEEK 
3.0	 Ant. 8279							Cada pilar DuaLock® se sirve con un set de retenciones a escoger. Ver pag. 80 para consultar todos los accesorios disponibles. 
3.5/4.0		Ant. H-1 7959 Ant. H-2 8430 Ant. H-3 8431 Rot. H-1 8308 Rot. H-2 8432 Rot. H-3 8433	Ant. BHS03070 Rot. BHS03071	30° BHS04086 20° BHS04087 10° BHS04088	Ant. BHS03068 Rot. BHS03069	30° BHS04059 20° BHS04060 10° BHS04061	H-1 DS50351 H-2 DS50352 H-3 DS50353 H-4 DS50354 H-5 DS50355 H-5 DS50356	Set de prótesis Nylon DS00101  Set de prótesis PEEK Z DS00103 
4.5/5.0		Ant. H-1 5704 Ant. H-2 8426 Ant. H-3 8427 Rot. H-1 8309 Rot. H-2 8428 Rot. H-3 8429					H-1 DS50451 H-2 DS50452 H-3 DS50453 H-4 DS50454 H-5 DS50455 H-6 DS50456	Set de prótesis PEEK DSETPROT01 

Cónica Interna compatible: Astra Tech Implant System™ EV®

CI	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5	# PDT Puntas destornillador emexact®	# TAB Tornillos angulados BHS Titanio Gr 5	# PDB Puntas destornillador BHS	# TAU Tornillos angulados UBH	# PDU Puntas destornillador UBH Inox	# PBC Pilares sobrecalables CoCr	# PTR Pilares transeptiliales rectos	# PTA Pilares transeptiliales angulados	
		CE 0051	CE		CE	CE 0051	CE	CE 0051	CE 0051	CE 0051	
3.6	 30° Ant. BHS07269  20° Ant. BHS07271  10° Ant. BHS07273  30° Rot. BHS07270  20° Rot. BHS07272  10° Rot. BHS07274	M1,6 - 1,30  8542	1,30  6549 L20mm 6551 L25mm 6577 L35mm 1,30 TiN  6550 L20mm 6552 L25mm 6578 L35mm	Uso en clínica CE 0051  + transportador BHS02007  M1,6 BHS02007S	Laboratorio  M1,6 L8,8 BHS02008 Anodizado	Tiranio Gr 5  M1,6 UBH02053		Ant.  8540 Rot.  8541	Titanio Gr 5 - TiN  H-1,5 8543  H-2,5 8544  H-3,5 8545  H-4,5 8546	Titanio Gr 5 - TiN  17° H-2,5 8547  17° H-3,5 8548  30° H-3,5 8549  30° H-4,5 8550	
4.2	 30° Ant. BHS07263  20° Ant. BHS07265  10° Ant. BHS07267  30° Rot. BHS07264  20° Rot. BHS07266  10° Rot. BHS07268			Uso en clínica CE 0051  + transportador BHS02027  M1,8 L8,35 BHS02027S	Laboratorio  M1,8 L8,35 BHS02028 Anodizado	Inox TiN  BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm	Tiranio Gr 5  M1,8 UBH02055	 UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm	Ant.  8559 Rot.  8560	Titanio Gr 5 - TiN  H-1,5 8562  H-2,5 8563  H-3,5 8564  H-4,5 8565	Titanio Gr 5 - TiN  17° H-2,5 8566  17° H-3,5 8567  30° H-3,5 8568  30° H-4,5 8569
4.8		M2 - 1,30  Anodizado 5265  8109				Tiranio Gr 5  M2 UBH02083		Ant.  8623 Rot.  8624	Titanio Gr 5 - TiN  H-1,5 8626  H-2,5 8627  H-3,5 8628  H-4,5 8629	Titanio Gr 5 - TiN  17° H-2,5 8630  17° H-3,5 8631  30° H-3,5 8632  30° H-4,5 8633	

CI compatible: Astra Tech Implant System™ EV®

 CI	# PPR Pilares provisionales Titanio Gr 5 	# PIN Interfases Titanio Gr 5 - TiN 	# PDL Pilares DuaLock® Titanio Gr 5 - TiN 	#APD Sets DuaLock® Retenciones Titanio Gr 5 Nylon PEEK 
3.6  Ant. 8532  Rot. 8533	 Ant. H-1 8534  Ant. H-2 8535  Ant. H-3 8536  Rot. H-1 8537  Rot. H-2 8538  Rot. H-3 8539	 H-1 DS50361  H-2 DS50362  H-3 DS50363  H-4 DS50364  H-5 DS50365  H-6 DS50366	Cada pilar DuaLock® se sirve con un set de retenciones a escoger. Ver pag. 80 para consultar todos los accesorios disponibles. 	
4.2  Ant. 8551  Rot. 8552	 Ant. H-1 8553  Ant. H-2 8554  Ant. H-3 8555  Rot. H-1 8556  Rot. H-2 8557  Rot. H-3 8558	 H-1 DS50421  H-2 DS50422  H-3 DS50423  H-4 DS50424  H-5 DS50425  H-6 DS50426	Set de prótesis Nylon DS00101 	
4.8  Ant. 8615  Rot. 8616	 Ant. H-1 8617  Ant. H-2 8618  Ant. H-3 8619  Rot. H-1 8620  Rot. H-2 8621  Rot. H-3 8622	 H-1 DS50481  H-2 DS50482  H-3 DS50483  H-4 DS50484  H-5 DS50485	Set de prótesis PEEK Z DS00103 	
			Set de prótesis PEEK DSETPROT01 	

CI compatible: Ankylos® C/X

 CI	# PDL Pilares DuaLock® Titanio Gr 5 - TiN 	#APD Sets DuaLock® Retenciones Titanio Gr 5 Nylon PEEK 
3,5 	 H-1 DS20331  H-2 DS20332  H-3 DS20333  H-4 DS20334  H-5 DS20335  H-6 DS20336	Cada pilar DuaLock® se sirve con un set de retenciones a escoger. Ver pag. 80 para consultar todos los accesorios disponibles. 
CI	# PDL Pilares DuaLock® Titanio Gr 5 - TiN 	#APD Sets DuaLock® Retenciones Titanio Gr 5 Nylon PEEK 
DAT-N 	 H-1 DS82351  H-2 DS82352  H-3 DS82353  H-4 DS82354  H-5 DS82355  H-6 DS82356	Set de prótesis Nylon DS00101 
DAT 	 H-1 DS82401  H-2 DS82402  H-3 DS82403  H-4 DS82404  H-5 DS82405  H-6 DS82406	Set de prótesis PEEK Z DS00103 
		Set de prótesis PEEK DSETPROT01 

Cónica Interna compatible: NeoBiotech®

 CI	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TAB Tornillos angulados BHS Titanio Gr 5	# PDB Puntas destornillador BHS 	# TAU Tornillos angulados UBH Titanio Gr 5 	# PDU Puntas destornillador UBH Inox 	# PBC Bases BHS sobrecolado CrCo 	# CCC Chimeneas BHS sobrecolado CrCo Resina FP
IS S-N Ø3,5 4 4,5 5	     	Uso en clínica   + transportador BHS02009  M2 L9,0 BHS02009S	Laboratorio  M2 L9,0 BHS02010 Anodizado	Inox TiN    BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm	M2 UBH02085    UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm	Ant. BHS03102  Rot. BHS03103	   BHS04056 BHS04057 BHS04058
Ø5,2							

Cónica Interna compatible: NeoBiotech®

 CI	# PBT Bases BHS cementado Ti TiN 	# CCT Chimeneas BHS cementado Ti Resina FP	# PDL Pilares DuaLock® Titano Gr 5 - TiN 	#APD Sets DuaLock® Retenciones Titano Gr 5 Nylon PEEK 
IS S-N Ø3,5 4 4,5 5	 Ant. BHS03100  Rot. BHS03101	 30° NP BHS04059  20° NP BHS04060  10° NP BHS04061	 H-1 DS56301  H-2 DS56302  H-3 DS56303  H-4 DS56304  H-5 DS56305  H-6 DS56306	Cada pilar DuaLock® se sirve con un set de retenciones a escoger. Ver pag. 80 para consultar todos los accesorios disponibles.  Set de prótesis Nylon DS00101
Ø5,2			 H-1 DS56401  H-2 DS56402  H-3 DS56403  H-4 DS56404  H-5 DS56405  H-6 DS56406	 Set de prótesis PEEK Z DS00103  Set de prótesis PEEK DSETPROT01

Cónica Interna compatible: Osstem® Implant

 CI	# ANI Análogos de implante Inox	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TAB Tornillos angulados BHS Titanio Gr 5	# PDB Puntas destornillador BHS	Tornillos angulados UBH Titanio Gr 5	Puntas destornillador UBH Inox	# PBC Pilares sobrecolables CoCr	# PTR Pilares transeptiliales rectos Titanio Gr 5
TS Mini Ø4,0 - Ø4,5 Ø5,0 - Ø6,0 	 8294	 30° Ant. BHS07451  20° Ant. BHS07453  10° Ant. BHS07455  30° Rot. BHS07452  20° Rot. BHS07454  10° Rot. BHS07456	Uso en clínica   + transportador BHS02049  M2 L9,0 BHS02049S	Laboratorio  M2 L9,0 BHS02050 Anodizado  Inox TiN			 Ant. 8295	Monoblock TiN H-1,5 H-2,5 H-3,5  8299  8332  8333 H-4,5 H-5,5  8334  8335
TS Regular Ø4,0 - Ø4,5 Ø5,0 - Ø6,0		 30° Ant. BHS07142  20° Ant. BHS07144  10° Ant. BHS07146  30° Rot. BHS07143  20° Rot. BHS07145  10° Rot. BHS07147	Uso en clínica   + transportador BHS02009  M2 L9,0 BHS02009S	Laboratorio  M2 L9,0 BHS02010 Anodizado BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm	 M2 UBH02085	UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm		

Cónica Interna compatible: Osstem® Implant

 CI	# PBC Bases BHS sobrecolado CrCo 	# CCC Chimeneas BHS sobrecolado CrCo Resina FP	# PBT Bases BHS cementado Ti TiN 	# CCT Chimeneas BHS cementado Ti Resina FP	# PDL Pilares DuaLock® Titanio Gr 5 - TiN 	#APD Sets DuaLock® Retenciones Titanio Gr 5 Nylon PEEK 
TS Mini Ø4,0 - Ø4,5 Ø5,0 - Ø6,0	 Ant. BHS03070  Rot. BHS03071	 25° NP BHS04116  15° NP BHS04117	 Ant. BHS03068  Rot. BHS03069		 H-1 DS54351  H-2 DS54352  H-3 DS54353  H-4 DS54354  H-5 DS54355  H-6 DS54356	Cada pilar DuaLock® se sirve con un set de retenciones a escoger. Ver pag. 80 para consultar todos los accesorios disponibles. Set de prótesis Nylon DS00101 Set de prótesis PEEK Z DS00103 Set de prótesis PEEK DSETPROT01
TS Regular Ø4,0 - Ø4,5 Ø5,0 - Ø6,0	 Ant. BHS03102  Rot. BHS03103	 30° NP BHS04056  20° NP BHS04057  10° NP BHS04058	 Ant. BHS03100  Rot. BHS03101	 30° NP BHS04059  20° NP BHS04060  10° NP BHS04061	 H-1 DS54451  H-2 DS54452  H-3 DS54453  H-4 DS54454  H-5 DS54455  H-6 DS54456	

Cono Externo compatible: Nobel Biocare® / Multi-unit

 CE	# TOC Pilares cicatrización	# PTR Transfers Titanio Gr 5	# PSC Scanbody PEEK	# ANI Análogos de implante Inox	# AND Análogos digitales Tiranio Gr 5	# CCL Calcinables Poliacetal	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5	# PDT Puntas destornillador emexact® Inox	# TAB Tornillos angulados BHS Titanio Gr 5			
	CE 0051	CE						CE 0051	CE				
4,8 	H-4,8 PEEK  5790												
	H-4,5 TI Gr 5  8250	 5473											
	PEEK  8274	 6327 8329	 25040_EM	 5169	 8358	 Rot. 5116	 30° Rot. BHS07003	M1,4 - 1,20  5568 8328 8212	1,20  6017 L20mm 6020 L25mm 6022 L35mm	1,20 TiN  6018 L20mm 6021 L25mm 6023 L35mm	Uso en clínica CE 0051 	Laboratorio M1,4 L4,1 Anodizado  BHS02004	
	TI Gr 5  8275	 6317	 25041_EM				20° Rot. BHS07006	M1,4, - Unigrip  5108 8040 7966	1,20  8318 L17mm 8319 L23mm	Unigrip  6557 L20mm 6559 L25mm 6585 L35mm	Unigrip TiN  6558 L20mm 6560 L25mm 6586 L35mm	+ transportador BHS02003 	
	PEEK  8276						10° Rot. BHS07009		Unigrip  6784 L20mm 6785 L25mm	Unigrip  8324 L17mm 8325 L23mm			
	TI Gr 5  8277												

Cono Externo compatible: Nobel Biocare® / Multi-unit

 CE	# PDB Puntas destornillador BHS 	# TAU Tornillos angulados UBH Titanio Gr 5 	# PDU Puntas destornillador UBH Inox 	# PBC Pilares sobrecolables CoCr 	# PTR Pilares transeptiliales rectos Titanio Gr 5 
	 BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm	 UBH02003	 UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm	 Ant. 8589  Rot. 8010	Monoblock TiN H-1,5 H-2,5 H-3,5 H-4,5 3.5/4.0 Aqua     8570 8571 8572 8573 4.5/5.0 Lilac     8578 8579 8580 8581 BLevel NC     8508 8509 8510 8511 BLevel RC     8522 8523 8524 8525 4,8 RN     8496 8497 8498 8499 Monoblock TiN H-1,5 H-2,5 H-3,5 H-4,5 H-5,5 OS TS      8299 8332 8333 8334 8335 Monoblock H-1 H-2 H-3 HI H-4 H-5      8388 8389 8390 8391 8392 Monoblock TiN HI      8393 8394 8395 8396 8397 Monoblock H-1,5 H-2,5 H-3,5 NAct NP    8216 8217 8218 NAct RP    8219 8220 8221 TiN H-1,5 H-2,5 H-3,5 H-4,5 EV 4,2     8562 8563 8564 8565 EV 4,8     8626 8627 8628 8629 BLevel NC     8504 8505 8506 8507 BLevel RC     8518 8519 8520 8521 4,8 RN     8492 8493 8494 8495 EV 3,6     8543 8544 8545 8546

Cono Externo compatible: Nobel Biocare® / Multi-unit

 CE	# PTR Pilares transeptiliales rectos Titanio Gr 5 	# PTA Pilares transeptiliales angulados Titanio Gr 5 
4,8 	TiN HE Cigomático H-1 H-2 H-3 H-4 H-5 8483 8484 8485 8486 8487 8222 H-1 H-2 H-3 H-4 H-5 H-7 H-1,5 MD Ø4.2 5733 5458 5459 5460 5461 5462 7980 TiN HI H-1,5 H-2,5 H-3,5 H-4,5 8607 8608 8609 8610 Rot. H-1 Rot. H-2 Rot. H-3 HI Rot. H-4 Rot. H-5 ??? 8049 7041 8050 8051 8052 Rot. H-1 Rot. H-2 Rot. H-3 Rep NP Rot. H-4 Rot. H-5 8061 8062 8063 8064 8065 Rot. H-1 Rot. H-2 Rot. H-3 Rep NP Rot. H-4 Rot. H-5 7983 7984 7985 7986 7987	TiN 17° H-2,5 17° H-3,5 30° H-3,5 30° H-4,5 3.5/4.0 Aqua 8574 8575 8576 8577 EV 3,6 8547 8548 8549 8550 17° H-2,5 17° H-3,5 30° H-3,5 30° H-4,5 8512 8513 8514 8515 4.5/5.0 Lilac 8582 8583 8584 8585 EV 4,2 8566 8567 8568 8569 17° H-2,5 17° H-3,5 30° H-3,5 30° H-4,5 8526 8527 8528 8529 HI 8611 8612 8613 8614 EV 4,8 8630 8631 8632 8633 17° H-2 17° H-3 30° H-3 30° H-4 8011 8012 8138 8139 17° H-2,5 17° H-3,5 30° H-3,5 30° H-4,5 8235 8236 8237 8238 17° H-2 17° H-3 30° H-3 30° H-4 8312 6639 6313 6640 4,8 RN 8500 8501 8502 8503 Rep RP - Anodizado amarillo 6905 7246 7144 7247

Cono Externo compatible: Nobel Biocare® / Multi-unit

 CE	# PPR Pilares provisionales  0051	# PIN Interfases Titanio Gr 5 - TiN  0051	# PBC Bases BHS sobrecolado CrCo  0051	# CCC Chimeneas BHS sobrecolado CrCo Resina FP	# PBT Bases BHS cementado Ti TiN  0051	# CCT Chimeneas BHS cementado Ti Resina FP	# PDL Pilares DualLock® Titanio Gr 5 - TiN  0051
4,8 	Titanio Gr 5  Ant. 8588  Rot. 5173 PEEK  Rot. 8006	 Ant. H-0,5 8634  Ant. H-1,5 8635  Ant. H-2,5 8636  Rot. H-0,5 8481  Rot. H-1,2 8302  Rot. H-1,5 8482  Rot. H-2,5 8401  Rot. H-0,4 5434 	 Rot. BHS03008	 30° RP BHS04002  20° RP BHS04006  10° RP BHS04010	 Rot. BHS03009	 30° RP BHS04004  20° RP BHS04008  10° RP BHS04012	 DS1MU01
	#APD Sets DualLock® Retenciones Cada pilar DualLock® se sirve con un set de retenciones a escoger. Ver pag. 80 para consultar todos los accesorios disponibles. Set de prótesis Nylon DS00101 Set de prótesis PEEK Z DS00103 Set de prótesis PEEK DSETPROT01						

Cono Externo compatible con Nobel Biocare® / New Multi-unit					
 CE	# ANI Análogos de implante Inox	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5  0051	# PDT Puntas destornillador emexact® Inox 	# PBC Pilares sobrecolables CoCr  0051	# PPR Pilares provisionales Titanio Gr 5  0051
4.8 	 5169	M1,6 - 1,27  GoldGrip® 8227	 1,25 6011 L20mm  1,25 6014 L25mm  1,25 6016 L35mm  1,25 TiN 6012 L20mm  1,25 6015 L25mm  1,25 6019 L35mm  1,25 8320 L17mm  1,25 8321 L23mm	 Rot. 8228	Titanio Gr 5  Rot. 8229 PEEK  Rot. 8230



Rot. H-0,5 **8481**



Rot. H-1,2 **8302**



Rot. H-1,5 **8482**



Rot. H-2,5 **8401**



Rot. H-0,4 **5434**



Cono Externo compatible con Nobel Biocare® / New Multi-unit

 CE	# ANI Análogos de implante Inox	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5  0051	# PDT Puntas destornillador emexact® Inox  0051	# PBC Pilares sobrecolables CoCr  0051	# PPR Pilares provisionales Titanio Gr 5  0051
 4.8	 5169	M1,6 - 1,27  8227	1,25  6011 L20mm 1,25 TiN  6012 L20mm 1,25  6015 L25mm 8320 L17mm  8321 L23mm	 Rot. 8228	Titanio Gr 5  Rot. 8229 PEEK  Rot. 8230

Cono Externo compatible con Astra Tech Implant System™

CE	# TOC Pilares cicatrización	# PTR Transfers Titanio Gr 5	# PSC Scanbody PEEK	# ANI Análogos de implante Inox	# AND Análogos digitales Titanio Gr 5	# CCL Calcinables Poliacetal	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5	# PDT Puntas destornillador emexact®	# TAB Tornillos angulados BHS Titanio Gr 5
	CE 0051	CE	CE					CE 0051	CE	
3.5 UniAbutment 20° 	TI Gr 5  8398 PEEK  8399	 8478  8400	 25010_EM	 5595	 8368	 Rot. 5638	 30° Ant. BHS07103  20° Ant. BHS07104  10° Ant. BHS07105	M1,4 - 1,25  5596  8110 GoldGrip®  8111 HardGrip®	1,25  6011 L20mm 6014 L25mm 6016 L35mm 1,25 TiN  6012 L20mm 6015 L25mm 6019 L35mm 1,25  8320 L17mm 8321 L23mm	Uso en clínica  Laboratorio + transportador BHS02003  M1,4 BHS02003S M1,4 L4,1 BHS02004 Anodizado
3.5 UniAbutment 45° 				 7786		 Rot. 7792	 30° Rot. BHS07106  20° Rot. BHS07107  10° Rot. BHS07108			

Cono Externo compatible con Astra Tech Implant System™

 CE	# PDB Puntas destornillador BHS 	# PTR Pilares transeptiliales rectos Titanio Gr 5 	# PPR Pilares provisionales 	# PIN Interfases Titanio Gr 5 - TiN 	# PBT Bases BHS cementado Ti TiN 	# CCT Chimeneas BHS cementado Ti
3.5 UniAbutment 20° 	 Inox TiN BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm	 H-0,5 5582  H-1 5583  H-2 5584  H-3 6690  H-4 5585  H-0,5 5578  H-1 5579  H-2 5580  H-3 6691  H-4 5581	Titanio Gr 5  Rot. 7778 PEEK  Rot. 8023	 Ant. H-0,5 8449  Ant. H-1,5 8450  Ant. H-2,5 8451	 Rot. BHS03072	 30° BHS04059  20° BHS04060  10° BHS04061
3.5 UniAbutment 45° 			 Rot. 7791  Rot. 8037		 Rot. BHS03074	 30° BHS04059  20° BHS04060  10° BHS04061

Octágono Interno compatible con Klockner® Essential®

OI	# PSC Scanbody PEEK CE	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 CE 0051	# PDT Puntas destornillador emexact® Inox CE	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TAB Tornillos angulados BHS Titanio Gr 5	# PDB Puntas destornillador BHS CE	# TAU Tornillos angulados UBH Titanio Gr 5 CE 0051	# PDU Puntas destornillador UBH Inox CE
	4,5	6,0	1,30	30° Ant. BHS07380 20° Ant. BHS07382 10° Ant. BHS07384 30° Rot. BHS07381 20° Rot. BHS07383 10° Rot. BHS07385	Uso en clínica CE 0051 Laboratorio + transportador BHS02027 M1,8 L8,35 BHS02028 M1,8 L8,35 BHS02027S	Inox TIN BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm	M1.8 UBH02073	UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm
	25056_EM	25057_EM	M1,8 - 1,50 8327	6549 L20mm 6551 L25mm 6577 L35mm 1,30 TIN 6550 L20mm 6552 L25mm 6578 L35mm				


Octágono Interno compatible con Sweden & Martina®

OI	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TAB Tornillos angulados BHS Titanio Gr 5	# PDB Puntas destornillador BHS CE	# TAU Tornillos angulados UBH Titanio Gr 5 CE 0051	# PDU Puntas destornillador UBH Inox CE	# PDL Pilares DuaLock® Titanio Gr 5 - TiN CE 0051
	3,8	Uso en clínica CE 0051 Laboratorio + transportador BHS02021 M1,8 L8,35 BHS02022 M1,8 L8,35 BHS02021S	Inox TIN BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm	M2 - L6,8 UBH02045	UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm	H-1 DS84381 H-2 DS84382 H-3 DS84383 H-4 DS84384 H-5 DS84385 H-6 DS84386 Cada pilar DuaLock® se sirve con un set de retenciones a escoger. Ver pag. 80 para consultar todos los accesorios disponibles. #APD Sets DuaLock® Retenciones Titanio Gr 5 Nylon PEEK Set de prótesis Nylon DS00101 Set de prótesis PEEK Z DS00103 Set de prótesis PEEK DSETPROT01
	BHS07206 BHS07207 BHS07208 BHS07209 BHS07210 BHS07211					

Cuatrilobulada Interna compatible: BTI interna®

	# PSC Scanbody PEEK CE	# ANI Análogos de implante Inox	# AND Análogos digitales Titanio Gr 5	# CCL Calcinables Poliacetal	# CLB Cilindros Calcinables BHS Resina FP	# TOR Tornillos rectos Titanio Gr 5 CE 0051	# PDT Puntas destornillador emexact® CE	# TAB Tornillos angulados BHS Titanio Gr 5	# PDB Puntas destornillador BHS CE	
3,5 cuatrilobulada 	 25046_EM									
4,1 cuatrilobulada 	 25042_EM	 7743 Anodizado	 8361	 Ant. 7760  Rot. 7759	 30° Ant.  20° Ant.  10° Ant.  30° Rot.  20° Rot.  10° Rot.	 7757  M1,8 -1,20  GoldGrip®  HardGrip®	 1,20  L20mm  L25mm  L35mm  1,20 TiN  L20mm  L35mm  1,20 L17mm  L23mm	Uso en clínica CE 0051 + transportador BHS02021  M1,8 L8,35 BHS02021S	Laboratorio  M1,8 L8,35 BHS02022 Anodizado	 Inox TiN   BHS01004 L18mm BHS01001 L25mm BHS01005 L32mm

Cuadrilobulada Interna compatible: BTI interna®

	# TAU Tornillos angulados UBH Tiranio Gr 5  0051	# PDU Puntas destornillador UBH Inox  0051	# PBC Pilares sobrecolables CoCr  0051	# PPR Pilares provisionales Titanio Gr 5  0051
3,5 cuadrilobulada 				
4,1 cuadrilobulada 	M1,8 L6,5 UBH02075	 UBH01002 L18mm UBH01001 L25mm UBH01003 L32mm	 Ant. 7982 Rot. 8587	 Ant. 7758 Rot. 8586 PEEK

Retención PEEK

Fabricados en PEEK, con un nuevo diseño mejorado que resiste la deformación del borde.

Retención Nylon

Fabricados en Nylon.

Compatibles

Los pilares DualLock® están disponibles para todos los sistemas de implantes comunes con conexiones externas e internas.



Cumplimiento del Reglamento (UE) 2017/745
y posteriores modificaciones.



Pilares

Pilar compatible NobelActive™		CE 0051
Pilar Dualock® Active Ø3,0 H-1mm	DS16301	
Pilar Dualock® Active Ø3,0 H-2mm	DS16302	
Pilar Dualock® Active Ø3,0 H-3mm	DS16303	
Pilar Dualock® Active Ø3,0 H-4mm	DS16304	
Pilar Dualock® Active Ø3,0 H-5mm	DS16305	
Pilar Dualock® Active Ø3,5 H-1mm	DS16351	
Pilar Dualock® Active Ø3,5 H-2mm	DS16352	
Pilar Dualock® Active Ø3,5 H-3mm	DS16353	
Pilar Dualock® Active Ø3,5 H-4mm	DS16354	
Pilar Dualock® Active Ø3,5 H-5mm	DS16355	
Pilar Dualock® Active Ø4,3 H-1mm	DS16431	
Pilar Dualock® Active Ø4,3 H-2mm	DS16432	
Pilar Dualock® Active Ø4,3 H-3mm	DS16433	
Pilar Dualock® Active Ø4,3 H-4mm	DS16434	
Pilar Dualock® Active Ø4,3 H-5mm	DS16435	

Pilar compatible Astra®		CE 0051
Pilar Dualock® Astra® Ø3,5/4,0 H-1mm	DS50351	
Pilar Dualock® Astra® Ø3,5/4,0 H-2mm	DS50352	
Pilar Dualock® Astra® Ø3,5/4,0 H-3mm	DS50353	
Pilar Dualock® Astra® Ø3,5/4,0 H-4mm	DS50354	
Pilar Dualock® Astra® Ø3,5/4,0 H-5mm	DS50355	
Pilar Dualock® Astra® Ø4,5/5,0 H-1mm	DS50451	
Pilar Dualock® Astra® Ø4,5/5,0 H-2mm	DS50452	
Pilar Dualock® Astra® Ø4,5/5,0 H-3mm	DS50453	
Pilar Dualock® Astra® Ø4,5/5,0 H-4mm	DS50454	
Pilar Dualock® Astra® Ø4,5/5,0 H-5mm	DS50455	

Pilar compatible Certain®		CE 0051
Pilar Dualock® Certain® Ø3,4 H-1 mm	DS60341	
Pilar Dualock® Certain® Ø3,4 H-2 mm	DS60342	
Pilar Dualock® Certain® Ø3,4 H-3 mm	DS60343	
Pilar Dualock® Certain® Ø3,4 H-4 mm	DS60344	
Pilar Dualock® Certain® Ø3,4 H-5 mm	DS60345	
Pilar Dualock® Certain® Ø4,1 H-1 mm	DS60411	
Pilar Dualock® Certain® Ø4,1 H-2 mm	DS60412	
Pilar Dualock® Certain® Ø4,1 H-3 mm	DS60413	
Pilar Dualock® Certain® Ø4,1 H-4 mm	DS60414	
Pilar Dualock® Certain® Ø4,1 H-5 mm	DS60415	

Pilar compatible Straumann® Tissue Level		CE 0051
Pilar Dualock® Cono Interno 8° Ø4,8 H-1mm	DS30401	
Pilar Dualock® Cono Interno 8° Ø4,8 H-2mm	DS30402	
Pilar Dualock® Cono Interno 8° Ø4,8 H-3mm	DS30403	
Pilar Dualock® Cono Interno 8° Ø4,8 H-4mm	DS30404	
Pilar Dualock® Cono Interno 8° Ø4,8 H-5mm	DS30405	
Pilar Ang. Dualock® Cono Interno 8° Ø4,8 H-1.5 mm	DS304AN1.5	
Pilar Ang. Dualock® Cono Interno 8° Ø4,8 H-3.0 mm	DS304AN3.0	

Pilar Hexágono Externo		CE 0051
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø3,5 H-1mm	DS10331	
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø3,5 H-2 mm	DS10332	
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø3,5 H-3mm	DS10333	
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø3,5 H-4mm	DS10334	
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø3,5 H-5mm	DS10335	
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø4,1 H-1 mm	DS10401	
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø4,1 H-2 mm	DS10402	
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø4,1 H-3 mm	DS10403	
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø4,1 H-4 mm	DS10404	
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø4,1 H-5 mm	DS10405	
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø4,1 H-6 mm	DS10406	
Pilar Ang. Dualock® Hex. Externo Ø4,1 H-1,5 mm	DS104AN1.5	
Pilar Ang. Dualock® Hex. Externo Ø4,1 H-3 mm	DS104AN3.0	
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø5,1 H-1mm	DS10501	
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø5,1 H-2mm	DS10502	
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø5,1 H-3mm	DS10503	
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø5,1 H-4mm	DS10504	
Pilar Dualock® Hex. Externo plat. Ø5,1 H-5mm	DS10505	

Pilar Hexágono Externo Alto		CE 0051
Pilar Dualock® Hex. Ext. Alto Ø4,2 H-2,5 mm	DS40422	
Pilar Dualock® Hex. Ext. Alto Ø4,2 H-3,5 mm	DS40423	
Pilar Dualock® Hex. Ext. Alto Ø4,2 H-4,5 mm	DS40424	
Pilar Dualock® Hex. Ext. Alto Ø4,2 H-4,5 mm	DS40425	

Pilar Hexágono Interno		CE 0051
Pilar Dualock® Hex. Interno plat. Ø3,3 H-1 mm	DS20331	
Pilar Dualock® Hex. Interno plat. Ø3,3 H-2 mm	DS20332	
Pilar Dualock® Hex. Interno plat. Ø3,3 H-3 mm	DS20333	
Pilar Dualock® Hex. Interno plat. Ø3,3 H-4 mm	DS20334	
Pilar Dualock® Hex. Interno plat. Ø3,3 H-5 mm	DS20335	
Pilar Dualock® Hex. Interno plat. Ø3,3 H-6 mm	DS20336	
Pilar Dualock® Hex. Interno Ø3,5 H-1mm	DS20351	
Pilar Dualock® Hex. Interno Ø3,5 H-2mm	DS20352	
Pilar Dualock® Hex. Interno Ø3,5 H-3mm	DS20353	
Pilar Dualock® Hex. Interno Ø3,5 H-4mm	DS20354	
Pilar Dualock® Hex. Interno Ø3,5 H-5mm	DS20355	
Pilar Dualock® Hex. Interno Ø3,5 H-6mm	DS20356	
Pilar Ang. Dualock® Hex. Interno Ø3,5 H-1,5 mm	DS2035AN1.5	
Pilar Ang. Dualock® Hex. Interno Ø3,5 H-3,0 mm	DS2035AN3.0	
Pilar Dualock® Hex. Interno Ø4,5 H-1mm	DS20451	
Pilar Dualock® Hex. Interno Ø4,5 H-2mm	DS20452	
Pilar Dualock® Hex. Interno Ø4,5 H-3mm	DS20453	
Pilar Dualock® Hex. Interno Ø4,5 H-4mm	DS20454	
Pilar Dualock® Hex. Interno Ø4,5 H-5mm	DS20455	
Pilar Dualock® Hex. Interno Ø4,5 H-6mm	DS20456	
Pilar Ang. Dualock® Hex. Interno Ø4,5 H-1,5 mm	DS2045AN1.5	
Pilar Ang. Dualock® Hex. Interno Ø4,5 H-3,0 mm	DS2045AN3.0	

Pilar MultiUnit		CE 0051
Pilar Dualock® Multi Unit x 1 unid	DS1MU01	
Pilar Dualock® Multi Unit x 2 unid	DS1MU02	

Pilar compatible Osstem®		CE 0051
Pilar Dualock® Osstem® TS Mini H-1mm	DS54351	
Pilar Dualock® Osstem® TS Mini H-2mm	DS54352	
Pilar Dualock® Osstem® TS Mini H-3mm	DS54353	
Pilar Dualock® Osstem® TS Mini H-4mm	DS54354	
Pilar Dualock® Osstem® TS Mini H-5mm	DS54355	
Pilar Dualock® Osstem® TS Mini H-6mm	DS54356	
Pilar Dualock® Osstem® TS Regular H-1mm	DS54451	
Pilar Dualock® Osstem® TS Regular H-2mm	DS54452	
Pilar Dualock® Osstem® TS Regular H-3mm	DS54453	
Pilar Dualock® Osstem® TS Regular H-4mm	DS54454	
Pilar Dualock® Osstem® TS Regular H-5mm	DS54455	
Pilar Dualock® Osstem® TS Regular H-6mm	DS54456	

Pilares

Pilar compatible Phibo®

Pilar Dualock® Phibo® TSH/BNT S2 H-1 mm	DS36201
Pilar Dualock® Phibo® TSH/BNT S2 H-2 mm	DS36202
Pilar Dualock® Phibo® TSH/BNT S2 H-3 mm	DS36203
Pilar Dualock® Phibo® TSH/BNT S2 H-4 mm	DS36204
Pilar Dualock® Phibo® TSH/BNT S2 H-5 mm	DS36205
Pilar Dualock® Phibo® TSH/BNT S3/S4 H-1	DS36341
Pilar Dualock® Phibo® TSH/BNT S3/S4 H-2	DS36342
Pilar Dualock® Phibo® TSH/BNT S3/S4 H-3	DS36343
Pilar Dualock® Phibo® TSH/BNT S3/S4 H-4	DS36344
Pilar Dualock® Phibo® TSH/BNT S3/S4 H-5	DS36345
Pilar Dualock® Phibo® TSH/BNT S5 H-2 mm	DS36502
Pilar Dualock® Phibo® TSH/BNT S5 H-3 mm	DS36503
Pilar Dualock® Phibo® TSA/TSDAV S3 H-1 mm	DS38301
Pilar Dualock® Phibo® TSA/TSDAV S3 H-2 mm	DS38302
Pilar Dualock® Phibo® TSA/TSDAV S3 H-3 mm	DS38303
Pilar Dualock® Phibo® TSA/TSDAV S3 H-4 mm	DS38304
Pilar Dualock® Phibo® TSA/TSDAV S3 H-5 mm	DS38305
Pilar Dualock® Phibo® TSA/TSDAV S4 H-1 mm	DS38401
Pilar Dualock® Phibo® TSA/TSDAV S4 H-2 mm	DS38402
Pilar Dualock® Phibo® TSA/TSDAV S4 H-3 mm	DS38403
Pilar Dualock® Phibo® TSA/TSDAV S4 H-4 mm	DS38404
Pilar Dualock® Phibo® TSA/TSDAV S4 H-5 mm	DS38405
Pilar Dualock® Phibo® TSA/TSDAV S5 H-2 mm	DS38502

Pilar compatible Replace Select®

Pilar Dualock® Select Ø3,5 H-1mm	DS12351
Pilar Dualock® Select Ø3,5 H-2mm	DS12352
Pilar Dualock® Select Ø3,5 H-3mm	DS12353
Pilar Dualock® Select Ø3,5 H-4mm	DS12354
Pilar Dualock® Select Ø3,5 H-5mm	DS12355
Pilar Dualock® Select Ø4,3 H-1mm	DS12431
Pilar Dualock® Select Ø4,3 H-2mm	DS12432
Pilar Dualock® Select Ø4,3 H-3mm	DS12433
Pilar Dualock® Select Ø4,3 H-4mm	DS12434
Pilar Dualock® Select Ø4,3 H-5mm	DS12435

Pilar Roscado Barra

Pilar Roscado Barra M2 – Pack de 2	RB10DS
------------------------------------	--------

Sets

Set prótesis

Set de Prótesis Nylon	DS00101	
Set de Prótesis Peek Z	DS00103	
Set de Prótesis Peek	DSETPROT01	

Recambios

Botón Retención Nylon

Negro	XLIGHT	Pack de 4	DS00200	
Rojo	ANGLED LIGHT	Pack de 4	DS00300	
Naranja	ANGLED MEDIUM	Pack de 4	DS00301	
Verde	ANGLED STRONG	Pack de 4	DS00302	
Azul	MEDIUM	Pack de 4	DS00400	
Rosa	STRONG	Pack de 4	DS00500	
Transparente	XSTRONG	Pack de 4	DS00600	

Botón Retención Peek

Negro	LIGHT	Pack de 4	BLACKCAP	
Azul	STRONG	Pack de 4	BLUECAP	
Rojo	MEDIUM	Pack de 4	REDCAP	
Blanco	XSTRNG	Pack de 4	WHITECAP	

Botón Retención Z Peek

Negro	LIGHT	Pack de 4	DS00203	
Rojo	MEDIUM	Pack de 4	DS00303	
Blanco - Rojo	DUO	Pack de 2+2	DS00403	
Blanco	XSTRNG	Pack de 4	DS00603	

Cazoleta de Titanio

Cazoleta de Titanio para Z & N	Pack de 4	DS00750	
--------------------------------	-----------	---------	---

Accesorios

Espaciador

Espaciador Dualock®	Pack de 4 Ud.	DS00800	
---------------------	---------------	---------	---

Análogo

Análogo para pilar Dualock®	ANADS	
-----------------------------	-------	---

Posicionador

Posicionador Dualock®	IMCDS	
-----------------------	-------	---

Llave torque para pilar

Llave torque para pilar	TORQDS	
-------------------------	--------	---

Llave universal extract/insert

Llave universal extract/insert para retención Z	UNIVERDS	
---	----------	---

DUALOCK®
Overdenture Attachment System

Cumplimiento del Reglamento (UE) 2017/745
y posteriores modificaciones.





Tooling
emexact[®]

Kits Puntas destornillador



Kit Puntas Destornillador Largas Laboratorio

8168

Puntas: 1,20 1,25 1,70 Cruz 1,30 Plana Unigrip Torx 6
Mangos: Mango Corto Mango Laboratorio



Kit Puntas Destornillador Largas Laboratorio Gold

8169

Puntas: 1,20 1,25 1,70 Cruz 1,30 Plana Unigrip Torx 6
Mangos: Mango Corto Mango Laboratorio



Kit Puntas Destornillador Cortas Clínica

8170

Puntas: 1,20 1,25 1,70 Cruz 1,30 Plana Unigrip Torx 6
Mangos: Adaptador ISO Mango Corto



Kit Puntas Destornillador Cortas Clínica Gold

8171

Puntas: 1,20 1,25 1,70 Cruz 1,30 Plana Unigrip Torx 6
Mangos: Adaptador ISO Mango Corto



Kit 6 puntas destornillador Largas

8172

Puntas:
1,20 1,25 1,70
Cruz Unigrip Torx 6



Kit 6 puntas destornillador Largas Gold

8173

Puntas:
1,20 1,25 1,70
Cruz Unigrip Torx 6



Kit 6 puntas destornillador Cortas

8174

Puntas:
1,20 1,25 1,70
Cruz Unigrip Torx 6



Kit 6 puntas destornillador Cortas Gold

8175

Puntas:
1,20 1,25 1,70
Cruz Unigrip Torx 6



Kit 3 puntas destornillador Largas + Mango corto

8192

Puntas:
1,20 1,25 Unigrip

Mangos



Mango largo
6709
Inox



Adaptador carraca - cuadrado 4mm
8246
Inox



Adaptador carraca - ISO 1797
8247
Inox



Mango clínico
6683
Inox



Mango corto
6766
Inox



Mango corto
6767
Inox Gold



Mango corto
6768
Inox Verde



Mango corto
6769
Inox Amarillo




Mango corto
6770
Inox Lila



Mango corto
6771
Inox Azul

Kits de llaves dinamométricas - Torque 10÷45 Ncm



8262 Kit llave Torque 10÷45 Ncm


- 8268 Llave torque 10÷45 Ncm
- 8246 Adaptador carraca - cuad. 4mm
- 8247 Adaptador carraca - ISO 1797
- 6767 Mango corto Gold
- 6018 Punta hex. 1,20 Gold
- 6012 Punta hex. 1,25 Gold
- 6550 Punta hex. 1,30 Gold
- 6566 Punta cuad. 1,30 Gold
- 6027 Punta Torx 6 Gold
- 6558 Punta Unigrip Gold

Kits de llaves de carraca - Ratchet




8249 Kit llave Ratchet

- 8269 Llave Ratchet
- 8246 Adaptador carraca - cuad. 4mm
- 8247 Adaptador carraca - ISO 1797




8248 Kit llave Torque 10÷45 Ncm

- 8268 Llave torque 10÷45 Ncm
- 8246 Adaptador carraca - cuad. 4mm
- 8247 Adaptador carraca - ISO 1797



8269 Llave Ratchet



8268 Llave Torque 10÷45 Ncm

Puntas carraca y destornillador s/ ISO 1797

													
Natural	Corta 	6017	6011	6549	6553	6569	11843	6565	6573	6026	6557	6784	8057
	Larga 	6020	6014	6551	6555	6571	11845	6567	6575	6029	6559	6785	
	Extra larga 	6022	6016	6577	6579	6581		6587	6583	6031	6585		
Gold	Corta 	6018	6012	6550	6554	6570	11844	6566	6574	6027	6558		
	Larga 	6021	6015	6552	6556	6572	11846	6568	6576	6030	6560		
	Extra larga 	6023	6019	6578	6580	6582		6588	6584	6032	6586		
Monoblock carraca	Corta 	8318	8320			8330				8322	8324		
	Larga 	8319	8321			8331				8323	8325		



BARCELONA